

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Manuálna
odsávačka mlieka

s úložným systémom VIA

SCF290/12

Odsajte viac. Skladujte jednoducho.

Odsávanie, ukladanie a kŕmenie v jednoduchých krokoch

Manuálna odsávačka mlieka vám ponúka celkovú kontrolu nad úrovňou odsávania a rytmom pumpovania. Unikátna manuálna odsávačka mlieka Philips AVENT vám zaručuje vylepšenú účinnosť, je klinicky testovaná, aby odsala viac mlieka ako nemocničná elektrická odsávačka.

Výhody a vlastnosti:

- Vysávanie a ukladanie v jednom jednoduchom kroku
- Klinicky overené

Klinicky overená účinnosť

- Patentovaný vankúšik Let-down Massage

Stimulácia a odsávanie

- Jemné masážne výstelky spúšťajú prirodzené uvoľnenie, ako pri dieťati

Vhodné pre všetky odsávačky mlieka a cumlíky Philips Avent

- Na odsávanie a kŕmenie použite adaptér

Pre bezpečné ukladanie a prepravu

- Nepriepustný systém na zakrútenie

Hlavné prvky

Vysávanie a ukladanie v jednom jednoduchom kroku

VIA je všestranný úložný systém, ktorý šetrí miesto a rastie s Vaším dieťaťom. Umožňuje Vám používať rovnaký pohár na odsávanie, ukladanie materského mlieka aj kŕmenie dieťaťa.

Jemné masážne výstelky



Patentované masážne výstelky odsávačky mlieka Philips Avent sa ohýbajú dnu a von, čím imitujú proces dojčenia dieťaťa a stimulujú rýchle a prirodzené uvoľnenie mlieka.

Nepriepustný systém na zakrútenie

Pre bezpečné ukladanie a prepravu

Adaptér pre odsávanie a kŕmenie

Na odsávanie a kŕmenie s tým istým pohárom použijete adaptér.

Klinicky overené

Klinicky overené na odsávanie väčšieho množstva mlieka ako nemocničná dvojitá elektrická odsávačka mlieka*.

Patentovaný vankúšik Let-down Massage



Päť mäkkých masážnych okvetných listov odsávačky mlieka Philips Avent sa pri pumpovaní jemne prehýba dnu a von a pomocou podtlaku napodobňuje satie dieťaťa.

Technické údaje

Krajina pôvodu

Anglicko

Čo je súčasťou balenia

Veko pohára na uskladnenie mlieka: 5 ks

Adaptér pohára na uskladnenie mlieka: 2 ks

Cestovné balenie cumlíkov pre novorodencov: 2 ks

Extra mäkký cumlík s prietokom pre novorodencov: 2 ks

Náhradné súčiastky: 1 ks

Vopred sterilizovaný pohárik VIA (180 ml): 5 ks

Manuálna odsávačka mlieka: 1 ks

Vývojové stupne

Fáza: 0 – 6 mesiacov

