

# PHILIPS

 Product Picture

## Infraröd InfraCare-lampa

650 W

Halvkroppsbehandling

63,5 cm hög

HP3641

## Effektiv smärtlindring

### Infraröd värme som går på djupet

Philips InfraCare ger effektiv smärtlindring för muskler och leder. Den infraröda värmen på 650 W är mycket behaglig och tränger djupt in i huden och stimulerar blodcirkulationen, vilket ger effektiv lindring för områden på 60 x 40 cm.

#### Lättanvänd

- Justerbar vinkel med rotation

#### Effektiv smärtlindring

- Infraröd värme som går på djupet

#### Halvkroppsbehandling

- 650 W infraröd halogenlampa

# Funktioner

## 650 W infraröd halogenlampa



Philips InfraCare HP 3643 har optimerats för att effektivt lindra smärta i områden på 60 x 40 cm, t.ex. hela ryggen, båda axlarna + nacken eller ett lår. InfraCare har en innovativ infraröd halogenlamptechnik. Den särskilda optiken, filtret och den kraftfulla halogenlampan på 650 W har optimerats för halvkroppsbehandling (60 x 40 cm), och ger mycket behagligare värme eftersom den infraröda värmen är jämnare fördelad över behandlingsområdet.

### Justerbar vinkel med rotation

Det är enkelt att använda InfraCare HP 3643 för halvkroppsbehandling och i olika situationer (t.ex. när du ligger på en säng eller

soffa) eftersom den är så flexibel. Förutom höjjusteringen kan även lamphöjlet enkelt ställas in så att rätt kroppsdel behandlas. Flytta lamphöjlet till ett horisontellt eller vertikalt läge (vänster/höger 90 grader) och luta det uppåt eller nedåt (45 grader).

### Infraröd värme som går på djupet



Infrarött ljus ger beprövat effektiv smärtlindring vid muskelsmärter och stela leder. Den behagliga värmen som skapas av infrarött ljus tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och värmer upp musklerna. Behandlingen lösgör automatiskt musklerna och får muskelspänningar att släppa. Eftersom värmen gör vävnaden smidigare minskar även problem med stela leder.

## Lättanvänd

**2 handtag:** för enkel transport och placering  
**På/av-knapp**

**Digitalt användargränssnitt:** för information om

tid och värmeintensitet

**Förlängningsbar höjd:** 45–80 cm

**Lamphölje som är lätt att ställa in (vänster/höger):** 90

**Lamphölje som är lätt att ställa in (upp/ner):** 45

## Säkerhet

**IEC-certifierad:** Uppfyller IEC 60601 och 60335

## Halvkroppsbehandling

**Infraröd halogenlampa:** 650 W

**Behandlingsområde:** 60 x 40 cm

## Effektiv smärtlindring

Värme som går på djupet

## Behandlingskontroll

**Digital timer:** med automatisk avstängning

**Dimmer med tre värmeinställningar**

**Pausfunktion**

## Tekniska specifikationer

**Spänning:** 230 V

**Sladdlängd:** 300 m

**Effekt:** 650 W

**Isolering:** Klass II (dubbel isolering)

**Frekvens:** 50/60 Hz

**Livslängd för lampor:** 500 timmar

## Vikt och mått

**Produktvikt:** 5,5 kg

**Produktstorlek:** 29,0 x 63,5 x 29,0 (B x H x D) cm

**Kvantitet på europall:** 18 delar

**F-låda, mått (= A-låda):** 33,9 x 80,0 x 36,5 (B x H x D) cm

**F-låda, vikt (= A-låda):** 6,5 kg

## Logistisk information

**CTV-kod:** 884364101000

**Ursprungsland:** Tyskland

## Medicinsk utrustning

**Direktiv om medicintekniska produkter:**

2007/47/EG, MDD 93/42/EEG

