

# PHILIPS

Helmask, med  
Large-kudde

DreamWear

Helmaskkit  
med Large-kudde  
och Small- och Medium-ram



HH1127



## Bekväm passform.\*

Med friheten och bekvämligheten hos DreamWear helmask kan du sova precis hur du vill.

### Magnetiska knäppen

- Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

### Öppet synfält

- Den öppna designen ger ett mycket brett synfält

### Innovativ design

- Rörelsefrihet
- En moduldesign för fler alternativ att välja bland

### Bekväm och lättanvänd

- Lättanvänd
- Mjuk, flexibel ram
- Helansiktsskudde nedanför näsan

# Funktioner

## Rörelsefrihet



DreamWear helmask ger ökad rörelsefrihet under natten genom att slangen placeras ovanpå huvudet. Användare uppgav att de inte behövde välja en viss sovställning när de använde DreamWear helmask.\*

## Inga fler röda märken på näsan



Den innovativa kuddesignen under näsan innebär att det är slut på röda märken, obehag och irritation på näsryggen.\*\*

## Inget skymmer synfältet



Med denna öppna utformning är det lätt att använda glasögon, läsa, titta på TV och använda en dator eller surfplatta innan du somnar.\*\*

## Bekväm passform



Den mjuka och flexibla ramen är bekväm att ha på natten. Användare har sagt att den inte känns alls.\*

## Valfrihet



Den modulära utformningen gör att användaren kan välja den kudde som fungerar bäst på en och samma ram.

## Lättanvänd



Den består av få delar, vilket gör det enkelt att sätta ihop, ta isär och rengöra den.

## Magnetiska knäppen



Kontakta din läkare innan du använder denna mask. Vissa medicintekniska produkter kan påverkas av magnetiska fält. De magnetiska knäppena i masken ska sitta minst 50 mm från alla aktiva medicinska enheter, med särskild hänsyn till implantat, såsom pacemakers, defibrillatorer och cochleaimplantat. Läs bruksanvisningen till respektive enhet för mer information.

# Specifikationer

## Produktdetaljer

Garanti: 90 days

