

PHILIPS

Digitalt
babytermometersæt

SCH530/86



Nem og pålidelig temperaturmåling

Digitalt termometersæt med sut til nem og præcis måling.

Hurtige og pålidelige målinger

- Digitalt kropstermometer til nem og præcis måling
- Hurtig og pålidelig temperaturmåling på få sekunder.

Praktisk for dig og din baby

- Suttmundstykke med huller forhindrer hudirritation
- Narresut til nyfødte medfølger
- Designet specielt til nyfødte

Sikkert for dit barn

- Suttten kan steriliseres eller koges
- Kan koges og steriliseres uden at beskadige elektronikken

Vigtigste nyheder

Digitalt kropstermometer

Hurtigt, stabilt og præcist digitalt termometer til måling af din babys temperatur.

Måleresultat på få sekunder

Aldrig for varm, aldrig for kold - det digitale "Just Right"-termometer fortæller dig hurtigt, om det er sikkert at drikke mælken eller spise maden. Du behøver ikke længere gætte, når du opvarmer flasker eller krus, og det er meget nyttigt til at kontrollere, om maden stadig er varm nok, hvis der har været et ophold i spisningen.

Suttemundstykke med huller

Fordybningerne sikrer, at der kommer luft bag sutten, så barnets sarte hud ikke bliver irriteret.

Silikonesut

Suttens specielle form er fremstillet af silikone og designet, så den passer til din babys mund og ikke forhindrer naturlig udvikling. Du kan trygt bruge den til at trøste din baby.

Narresut medfølger

Put narresutten i babys mund en gang imellem for at vænne ham/hende til den. Den fungerer på samme måde som en almindelig sut.

Aftagelig elektronik

Ved at tage de følsomme elektroniske måleinstrumenter af sutten, kan du trygt sterilisere eller koge de dele af sutten, barnet kommer i kontakt med.

Steriliser sutten

Takket være det særlige materiale er det sikkert at sterilisere sutten i en mikroovn, i en elektrisk sterilisator eller ved at koge den.

Strøm

Drifttid på batteri: 200 hr
Batteritype: LR41
Antal batterier: 2
Udtagelig/udskiftelig

Tekniske specifikationer

Operating temperature range: 32 – 44 °C

Tilbehør

Brugervejledning
Batteri

Tekniske specifikationer

Nøjagtighed: 36,5 – 39,0 C: +/-0,1 C °C
Måletid: 10 s

Komfort

Auto-sluk
Klar indikator

Komfort

Fleksibel spids
Velegnet til nyfødte

