

PHILIPS

göğüs pompası tutacağı
ve motor ünitesi

ISIS

tekli elektrikli göğüs pompası

SCF932

 Product Picture

Pompanın emiş gücünü ayarlamak için

Teknik özellikler sekmesinden uyumlu ürünleri bulun

Bu kontrol tutacağı Avent göğüs pompanızın emiş hızını ve aralığını ayarlar. Pompa sadece iki pompalamadan sonra ritminizi öğrenir ve tekrar eder. Tutacak yalnızca tekli elektrikli göğüs pompaları için uygundur.

Kullanımı kolay Philips yedek parçaları

- Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin

Özellikler

Kolaylıkla yenilenebilen ürün parçaları

Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürünüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

Teknik Özellikler

Değiştirilebilir parça

Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur::
SCF302, SCF312, SCF292, SCF292/01,
SCF292/13, SCF312/60, SCF302/11,
SCF292/99, SCF302/01, SCF312/13,
SCF292/31, SCF302/60, SCF302/13,
SCF312/01, SCF292/15, SCF302/19

