

Philips Avent
Set termometro digitale
per bambino



SCH540/01

Delicato e preciso

Tutti i vantaggi di un termometro digitale, con in più un termometro-succhietto.

Comodo per il genitore e per il bambino

- Comprende un succhietto Airflow Avent

Rilevamento della temperatura rapido e affidabile

- Display della temperatura di facile lettura e simboli relativi allo stato della batteria
- Indicatore di batteria scarica

Comfort per il tuo bimbo

- Termometro digitale con punta morbida e flessibile
- Possibilità di adattare la misurazione della temperatura per il massimo comfort del bimbo
- Succhietto-termometro dal design speciale

PHILIPS
AVENT

Specifiche

Alimentazione

- Tempo di durata della batteria: > 100 hr

Paese di origine

- Prodotto in Cina: Termometri, Sì

Assorbimento

- Tipo di batteria: LR41
- Numero di batterie: 1 per il termometro

Accessori

- Manuale utente

Specifiche tecniche

- Intervallo di temperatura di funzionamento: 90-109,9 °F



- Tempo di misurazione: 10 sec \pm 3 sec in acqua (bagno), 25 sec \pm 10 sec (misurazione orale e rettale), 60 sec \pm 10 sec (sotto l'ascella)
- Precisione: 95-107,6 \pm 0,2 °F

Funzioni utili

- Spegnimento automatico

Paese di origine

- Fabbricato in Inghilterra: Succhietti, Sì

Funzioni utili

- Punta flessibile
- Adatto ai neonati
- Display della temperatura di facile lettura
- Indicatore dello stato della batteria

In evidenza

Vari metodi di misurazione

Il termometro Philips Avent misura in maniera facile e precisa la temperatura corporea del tuo bimbo per via orale, ascellare e rettale.

Termometro digitale con punta morbida e flessibile

Termometro digitale con punta morbida e flessibile

Succhietto-termometro dal design speciale

Consente il facile passaggio dal succhietto alla misurazione della temperatura.

Display della temperatura di facile lettura

Display della temperatura di facile lettura e simboli relativi allo stato della batteria

Indicatore di batteria scarica



Indicatore di batteria scarica

Succhietto Airflow Avent

Consente al bimbo di abituarsi alla forma dell'apparecchio.



Data di rilascio
2021-05-12

Versione: 5.1.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com