

Philips Avent
Siliconenmembraan voor
borstkolven



CP1223

Creëert een vacuüm in de borstkolf.

Bijpassende producten vind je op het tabblad Specificaties.

Dit siliconenmembraan zorgt (samen met de basis) voor een vacuüm in je handkolf.

PHILIPS
AVENT

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

- Fits product types :: SCF330



Publicatiedatum
2021-10-07

Versie: 2.2.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com