

PHILIPS

AVENT

Slimme
oorthermometer



Product Picture

SCH740/26



Meet de temperatuur van je kind en slaat deze op

Nauwkeurige, snelle oorthermometer die met uGrow is verbonden

Met de slimme Philips Avent-oorthermometer kun je snel en nauwkeurig de temperatuur meten en de metingen direct op je mobiele apparaat opslaan met de uGrow-app.

Eenvoudig en comfortabel in het gebruik

- Ontworpen voor eenvoudige en comfortabele oormeting

Snel en nauwkeurig

- Nauwkeurige resultaten $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,4^{\circ}\text{F}$
- Toont resultaten in Celsius en Fahrenheit
- Een druk op de knop en binnen 2 seconden heb je een nauwkeurige meting
- Rode ring op LED-scherm voor snelle indicatie van een hoge temperatuur

Verbonden met uGrow

- Onderdeel van de serie met uGrow verbonden producten
- Houd de temperatuur van je kind bij en krijg er meer inzicht in
- Maakt verbinding via Bluetooth® Smart met de uGrow-app

Kenmerken

Een product dat met uGrow is verbonden

De Philips Avent slimme oorthermometer maakt verbinding met onze uGrow-app. 's Werelds eerste medische baby-app met aangesloten apparaten geeft je relevant en persoonlijk advies. Met de hulp van uGrow ontdek je patronen die de gezonde ontwikkeling van je kindje ondersteunen.

Bijhouden en opslaan

De slimme Philips Avent-oorthermometer meet snel en nauwkeurig temperaturen en creëert een lichaamstemperatuuroverzicht in de uGrow-app die je eenvoudig kunt delen met je dokter.

Snel

Het is lastig om je kind lang genoeg stil te houden voor een nauwkeurige meting. De slimme Philips Avent-oorthermometer lost dit probleem op en is speciaal ontworpen voor snelheid en gebruiksgemak. Slechts één druk op de knop en binnen 2 seconden heb je een nauwkeurige meting.

Nauwkeurig

Lichaamstemperatuur kan worden gemeten op vijf manieren: in de mond, in het oor, onder de oksel, op het voorhoofd. Ons onderzoek heeft aangetoond dat deze oorthermometer klinisch geteste metingen verricht met een nauwkeurigheid van $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ binnen het bereik van $32,4^{\circ}\text{C}$ – tot $42,9^{\circ}\text{C}$. Weerspiegelt de kerntemperatuur van het lichaam.*

Hoge temperatuuraanduiding

De slimme Philips Avent-oorthermometer heeft een helder LCD-scherm zodat je meteen kunt zien of de aangegeven temperatuur

binnen het normale* of verhoogde niveau valt. De lichtring wordt rood als de temperatuur $38,0^{\circ}\text{C}$ of hoger is*. Zoals bij alle gevallen van koorts is het belangrijk om niet uitsluitend te vertrouwen op de temperatuurmeting van de thermometer, en om altijd direct professioneel medisch advies in te roepen bij zorgen in verband met koorts of een meting.

Eenvoudig en comfortabel in het gebruik

Met de Philips Avent slimme oorthermometer kun je de temperatuur van je baby nemen in een paar eenvoudige en snelle stappen. Zorg eerst dat de sensor schoon en droog is. Druk vervolgens op de aan-uitknop en trek voorzichtig je baby's oor naar achteren zodat de gehoorgang recht is. Plaats de thermometer in het oor met de punt richting het trommelvlies en druk weer op de knop. De compacte en gestroomlijnde thermometer heeft een sensorpunt die geschikt is voor alle leeftijden.

Celsius en Fahrenheit

Of je nu meet in Celsius of Fahrenheit, de slimme Philips Avent-oorthermometer geeft de resultaten die je nodig hebt in de gewenste schaal.

Verbonden met uGrow

De slimme Philips Avent-oorthermometer maakt verbinding via Bluetooth® Smart met je mobiele apparaat. Geschikt voor: iPhone: Versie iOS8.1 / iPhone 5s en nieuwer; Android™: Android™ 4.4 kitkat en hoger.

Specificaties

Accessoires

2 AAA-batterijen: niet-oplaadbaar

Vermogen

Voedingsbron: 2 niet-oplaadbare AAA-batterijen

Ontwerp

Kleur: Wit

Nettogewicht: Circa 54,6 g

Afmetingen: 136 x 34,5 x 57 mm (l x b x d)

Service

Twee jaar garantie

Gebruiksgemak

Duidelijk LCD-scherm

Snel: Meting binnen 2 seconden

Punt geschikt voor alle leeftijden

Schakelen tussen Celsius en Fahrenheit

Op zichzelf staand apparaat: Ja, oorthermometer kan worden gebruikt als op zichzelf staand apparaat

Technische

Nauwkeurigheid: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$) binnen het bereik van $32,4^{\circ}\text{C}$ – $42,9^{\circ}\text{C}$ ($90,3^{\circ}\text{F}$ – $109,2^{\circ}\text{F}$)

Meetbereik: $32,4^{\circ}\text{C}$ – $42,9^{\circ}\text{C}$ / $90,3^{\circ}\text{F}$ – $109,2^{\circ}\text{F}$

Gebruiksomgeving: $10,0^{\circ}\text{C}$ – $40,0^{\circ}\text{C}$ ($50,0^{\circ}\text{F}$ – $104,0^{\circ}\text{F}$) bij een relatieve vochtigheid van 20% – 85%

Synchronisatie

Gegevensoverdracht: via Bluetooth® Low Energy

Compatibiliteit met telefoons: iPhone 5s+ | iOS 8.1+ | Android 4.4 +



* Geeft lichaamskerntemperatuur weer

* Sources: Herzog, L., & Phillips, S. G. (2011). Addressing concerns about fever. Clinical Pediatrics, 50(5), 383–390.

* McCallum, L., & Higgins, D. (2011). Measuring body temperature. Nursing Times, 108(45), 20–2.

* Normaal temperatuurbereik verschilt per leeftijdsgroep. $38,0^{\circ}\text{C}$ ($100,4^{\circ}\text{F}$) is nog steeds binnen het normale temperatuurbereik voor baby's.

* Chamberlain, J.M., et al., Determination of Normal Ear Temperature with an Infrared Emission Detection Thermometer, Annals of Emergency Medicine, januari 1995, Vol. 25, pp. 15–20.