

Philips Breast Pumps
Massagekussen voor
borstkolf

Transparant

Borstkolven
Enkele en dubbele borstkolf
Eén maat en geschikt voor alle
tepels tot 30mm

CP0054/01



Stimuleert de melkproductie

Controleer hieronder op compatibiliteit

Een zacht en adaptief siliconen kussentje voor je borstkolf dat ontworpen is om de melkstroom te stimuleren. Eén maat en geschikt voor alle tepels tot 30 mm.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

PHILIPS

Massagekussen voor borstkolf

Transparant Borstkolven, Enkele en dubbele borstkolf, Eén maat en geschikt voor alle tepels tot 30mm

CP0054/01

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor producttypen: SCD395 SCD430

SCF391 SCF392 SCF393 SCF394 SCF395 SCF396
SCF397 SCF398 SCF430 SCF441

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum
2023-11-07

Versie: 7.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com