

PHILIPS

Kızılötesi lamba

HP3614

Kas ağrılarını ve soğuk algınlıklarını giderir

Derinlemesine, odaklanmış sıcaklık

Philips kızılötesi lamba kas ve eklemlerdeki acıyı azaltır. 100 Watt kızılötesi sıcaklığı rahatlatır ve deriye derinlemesine nüfuz ederek kan dolaşımını düzenler ve böylece odaklanılan 20x30 cm alanda rahatlama sağlar.

Philips - aydınlatma uzmanı

- 15 milyondan fazla kızılötesi lamba satışı

Özellikler

Philips - aydınlatma uzmanı

Philips, aydınlatma alanında 100 yıldan fazla deneyimiyle, dünyanın en önde gelen şirketlerinden biridir. Philips dünya çapında bu güne kadar 15 milyondan fazla Kızılötesi lamba satmıştır.

Teknik Özellikler

Kullanım kolaylığı

Ayarlanabilirlik: 0-40 derece (geriye doğru)

Teknik özellikler

Lamba ömrü: 10 dakikalık 750 kullanım seansı

Güvenlik

IEC sertifikalı: IEC 60335 ile uyumlu

Kolay saklama

Kablo Saklama

Teknik özellikler

Güç: 100 W

Kordon uzunluğu: 1,6 m

Gerilim: 220/230 V

Yalıtım: Sınıf II (çift izolasyonlu)

Frekans: 50 Hz

Lamba tipleri: R95, 100W

Ağırlık ve boyutlar

Ürün ağırlığı: 0,5 kg

Ürün boyutları: 20,0x12,0x16,0 (YxGxD) cm

A-box boyutları: 22,4x26,2x58,8 (YxGxD) cm

F-Box ağırlığı: 1 kg

Avrupa ölçü sistemi miktarları: 288 pcs

A-Box ağırlığı: 3,1 kg

A-box içinde F-box sayısı: 6 pcs

F-box boyutları: 21,1x12,6x19,2 (YxGxD) cm

Lojistik verileri

CTV kodu: 884361401000

Menşei: Almanya

