

# PHILIPS

## AVENT

### Handkolf met bewaarbekers

Afkolven, bewaren en voeden.

Kolf met zacht massagekussen

Bevat 2 flessen en spenen

10 bewaarbekers en deksels

SCD221/00



## Meer comfort en meer melk\*, afkolven, bewaren en voeden

### Handkolfset met bewaarbekers

De Comfort-set met handkolf en bewaarbekers is ideaal voor moeders die het afkolven inplannen. De handige set bevat alles dat je nodig hebt om af te kolven, de melk te bewaren en je baby te voeden. Inclusief twee flessen en tien bewaarbekers.

#### **Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk**

- Inclusief onze Natural-fles en -spenen voor natuurlijk aanleggen

#### **Eenvoudig in elkaar zetten, afkolven en schoonmaken**

- Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp
- Compact en lichtgewicht ontwerp

#### **Klinisch bewezen minder vooroverbuigen\***

- Ontspannen houding dankzij het speciale ontwerp

#### **Bewaren - Bewaarbekers**

- Veilig bewaren en vervoeren
- Kolf in bewaarflessen

#### **Zacht massagekussen met massagepunten**

- Zacht massagekussen stimuleert subtiel de melkfagifte

# Kenmerken

## Ontspannen houding



Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kunt zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat de melk makkelijker te laten stromen.

## Zacht massagekussen



De satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Ons karakteristieke massagekussen imiteert het zuigen van je baby, voor een zachte stimulatie van de melkafgifte.

## Handig voor onderweg



De borstkolf is klein en licht, wat betekent dat je hem gemakkelijk kunt opbergen en meenemen. Daardoor kun je buitenshuis discreter kolven.

## Eenvoudig in elkaar zetten, afkolven en schoonmaken



Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp. Eenvoudig melk afkolven voor je baby, waar je ook bent.

## Inclusief onze Natural-fles



De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

## Kolf in bewaarflessen



Met de melkbewaarbekeradapter kun je eenvoudig afgekolfd melk bewaren zonder lekken en verlies van eerder afgekolfd melk.

## Lekvrij deksel



Philips Avent-bewaarbekers hebben een deksel die zorgt voor een goede afsluiting voor veilig bewaren en meenemen.

# Specificaties

## Ontwerp

**Ontwerp borstkolf:** Compact ontwerp

**Flesontwerp:** Ergonomische vormgeving, Brede hals

## Materiaal

**Flesvoeding:** BPA-vrij\*, Polypropyleen

**Speen:** BPA-vrij\*, Siliconen

**Borstkolf:** BPA-vrij\* (alleen onderdelen die met voedsel in aanraking komen)

**Borstkompresen:** Natuurlijk, ademend materiaal, Zijdezachte bovenlaag

**Bewaarbekers:** BPA-vrij, polypropyleen

## Inclusief

**Borstkolf met handvat:** 1 stk

**Adapter voor bewaarbeker met melk:** 2 stk

**Afsluitplaatje voor melkopslag:** 1 stk

**Natural-fles van 125 ml:** 1 stk

**Natural-fles van 260 ml:** 1 stk

**Melkbewaarbeker (180 ml):** 10 stk

**Proefverpakkingen borstkompresen:** 1 set (2 stuks)

**Normaal kussen (19,5 mm):** 1 stuks (een groter kussen is afzonderlijk verkrijgbaar)

## Gebruiksgemak

**Gebruik borstkolf:** Makkelijk schoon te maken, Volledig combineerbaar assortiment, Intuïtief in elkaar te zetten

## Functies

**Niet langer vooroverleunen:** Zitten in een comfortabele positie

**Zacht massagekussen:** Zachte stimulatie

## Ontwikkelingsfases

**Stapje:** 0 - 6 maanden



\* Klinisch bewezen comfort: tests met 110 moeders lieten een sterke voorkeur voor Philips Avent zien vergeleken met een vooraanstaande concurrent

\* Meer comfort: 73% van 73 Britse moeders die borstvoeding geven vindt deze borstkolf comfortabeler dan hun huidige kolf (van de bekendste merken).

\* Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband kan zijn tussen stress en melkproductie. Zie: [www.philips.com/avent](http://www.philips.com/avent)

\* BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011