

# PHILIPS

Infraroodlamp

HP3614

## Biedt verzachting bij spierpijn en verkoudheid

### Diepe, gerichte warmte

De infraroodlamp van Philips verzacht pijn in de spieren en gewrichten. De infraroodwarmte van 100 watt voelt comfortabel aan en dringt diep door in de huid, waardoor de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Dit biedt gerichte verzachting in een gebied van 20 x 30 cm.

#### **Philips - de lichtdeskundige**

- Al meer dan 15 miljoen infraroodlampen verkocht

## Kenmerken

### Philips - de lichtdeskundige

Philips is wereldwijd één van de toonaangevende bedrijven op het gebied van verlichting en heeft al meer dan 100 jaar

ervaring op dit terrein. Philips heeft over de hele wereld meer dan 15 miljoen infraroodlampen verkocht.

## Specificaties

### Gebruiksvriendelijk

**Instelbaarheid:** 0-40 graden (naar achteren)

### Technische specificaties

**Lifetime of lamp:** 750 sessies van 10 minuten

### Veiligheid

**IEC certified:** Voldoet aan IEC 60335

### Eenvoudig opbergen

Opbergvak voor snoer

### Technische specificaties

**Spanning:** 220/230 V

**Vermogen:** 100 W

**Snoerlengte:** 1,6 m

**Isolatie:** Klasse II (dubbel geïsoleerd)

**Frequentie:** 50 Hz

**Type lampen:** R95, 100 W

### Gewicht en afmetingen

**Afmetingen van het product:** 20,0 x 12,0 x 16,0 (H x W x D) cm

**Afmetingen A-doo:** 22,4 x 26,2 x 58,8 (H x W x D) cm

**Gewicht van het product:** 0,5 kg

**Gewicht F-doo:** 1 kg

**Gewicht A-doo:** 3,1 kg

**Aant. op Europallet:** 288 pcs

**Aantal F-doozen in A-doo:** 6 pcs

**Afmetingen F-doo:** 21,1 x 12,6 x 19,2 (H x W x D) cm

### Logistieke gegevens

**CTV-code:** 884361401000

**Land van herkomst:** Duitsland

