

PHILIPS


AVENT

Startset
borstvoeding

Gift Set

Klassiek

SCD236/00



Alles voor borstvoeding en sterilisatie

Handige voedingsset

Inclusief magnetronsterilisator, handkolf, zuigflessen, wegwerpborstkompressen en afsluitplaatjes

Express II-magnetronstoomsterilisator

- Ultrasnel en gemakkelijk in gebruik
- Ideaal voor op reis
- Compact en lichtgewicht

ISIS-handkolf

- Klinisch bewezen
- Stimuleert zacht en snel de melkafgifte
- Gepatenteerd massagekussentje

Wegwerpborstkompressen

- Unieke lagenopbouw, dus ultra-absorberend, comfortabel en droog
- Zacht met discrete, voorgevormde tepel

Airflex-zuigfles

- Werking gebaseerd op de natuurlijke voedingswijze van je baby
- Gezond en actief voeden

Kenmerken

Airflex-zuigfles

Uit klinisch onderzoek is gebleken dat baby's van 2 weken oud die met een Avent-fles worden gevoed minder last hebben van darmkrampjes dan baby's die worden gevoed met een conventionele fles (www.philips.com/Avent).

ISIS-handkolf

In een klinische studie is aangetoond dat de ISIS-handkolf even effectief is als elektrische ziekenhuiskolven. De ISIS heeft een veel geprezen design dat het natuurlijke zuigen van je baby nabootst. Het resultaat: meer melk in minder tijd, op een meer natuurlijke manier dan welke handkolf ook.

Express II-magnetronstoomsterilisator

Steriliseert 6 flessen in 2 minuten. Voeg water toe, plaats onderdelen in de sterilisator en plaats in de magnetron. 2 min. voor 1100-1850 W, 4 min. voor 850-1000 W, 6 min. voor 500-800 W.

Wegwerpborstkompressen

De unieke meer-lagenopbouw maakt de kompressen ultra-absorberend, comfortabel en droog: 1. Ultrazachte bovenlaag met tepel – houdt de borst onder alle omstandigheden

droog. 2. Ultra-absorberende laag, dikkere laag voor extra comfort. 3. Ultra-absorberende kern – trekt vocht naar binnen en voorkomt zo gênante momenten. 4. Ultra-ademende buitenlaag – helpt het voorkomen van gevoelige tepels. Met antislip tape om het kompres op zijn plaats te houden.

Ideaal voor op reis

Ideaal voor op reis

Compact en lichtgewicht

Compact en lichtgewicht

Zacht met discrete, voorgevormde tepel

De Philips Avent-borstkompressen zijn voorgevormd, waardoor je ze onopvallend onder je kleding kunt dragen.

Stimuleert zacht en snel de melkafgifte

Stimuleert zacht en snel de melkafgifte

Gepatenteerd massagekussentje

Gepatenteerd massagekussentje

Gezond en actief voeden

Gezond en actief voeden

Specificaties

Land van herkomst

England

Ontwikkelingsfasen

Stapje: 0 - 6 maanden

Inclusief

ISIS Manual Breast Pump: 1 pcs

Disposable breast pad: 40 pcs

Sealing disc for milk storage: 2 pcs

Inclusief

Airflex-zuigfles (260 ml): 2 pcs

Airflex-zuigfles (125 ml): 2 pcs

Express II-magnetronstoomsterilisator: 1 pcs

