

PHILIPS

InfraCare- infraroodlamp

650 W

Behandeling van het halve
lichaam

63,5 cm hoog

HP3641

 Product Picture

Effectieve verzachting van pijn

Diep doordringende infraroodwarmte

Philips InfraCare verzacht pijn in de spieren en gewrichten. De infraroodwarmte van 650 watt voelt zeer comfortabel aan en dringt diep door in de huid, waardoor de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Dit biedt gerichte verzachting voor gebieden van 60 x 40 centimeter, bijvoorbeeld de bovenste helft van uw rug.

Gebruiksvriendelijk

- Instelbare hoek met rotatie

Effectieve verzachting van pijn

- Diep doordringende infraroodwarmte

Behandeling voor het halve lichaam

- Infrarood halogeenlamp (650 watt)

Kenmerken

Infrarood halogeenlamp (650 watt)



De Philips InfraCare HP 3643 is geoptimaliseerd voor een effectieve verlichting van pijn in gebieden van 60 x 40 cm, zoals de gehele rug, beide schouders en de nek, of de dijen. De InfraCare is voorzien van innovatieve technologie op het gebied van infrarood halogeenlicht. De speciale lenzen, het speciale filter en de krachtige halogeenlamp van 650 watt zijn geoptimaliseerd voor de behandeling van het halve lichaam (60 x 40 cm), waarbij de infraroodwarmte gelijkmatig over het te behandelen gebied wordt verspreid.

Instelbare hoek met rotatie

De InfraCare HP 3643 is eenvoudig te gebruiken voor behandelingen van het halve lichaam en in verschillende situaties (bijvoorbeeld wanneer u op een bed of bank ligt), dankzij de maximale flexibiliteit. De hoogte is instelbaar. Daarnaast is het ook

mogelijk de lampbehuizing eenvoudig horizontaal en verticaal te verstellen (links/rechts 90 graden) en te kantelen (45 graden) om het pijnlijke lichaamsdeel optimaal te behandelen.

Diep doordringende infraroodwarmte



Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.

Gebruiksvriendelijk

2 handgrepen: voor gemakkelijke plaatsing en vervoer

Aan/uitschakelaar

Extendable height: 45-80 cm

Eenvoudig verstelbare lampbehuizing (links/rechts): 90

Eenvoudig verstelbare lampbehuizing (omhoog/omlaag): 45

Veiligheid

IEC certified: Voldoet aan IEC 60601 en 60335

Behandeling voor het halve lichaam

Infrared halogen lamp: 650 W

Treatment area: 60 x 40 cm

Effectieve verzachting van pijn

Diep doordringende warmte

Behandelingsbediening

Digitale timer: met automatische uitschakelfunctie

Dimmer met 3 warmtestanden

Paufunctie

Technische specificaties

Spanning: 230 V

Snoerlengte: 300 m

Vermogen: 650 W

Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Frequentie: 50/60 Hz

Levensduur van lampen: 500 hr

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 29,0 x 63,5 x 29,0 (W x H x D) cm

Gewicht van het product: 5,5 kg

Aant. op Europallet: 18 pcs

Afmetingen F-box (= A-box): 33,9 x 80,0 x 36,5 (W x H x D) cm

Gewicht F-box (= A-box): 6,5 kg

Logistieke gegevens

CTV-code: 884364101000

Land van herkomst: Duitsland

Gebruiksvriendelijk

Digitale gebruikersinterface: voor het aanpassen van de duur en de intensiteit

Medische apparatuur

Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD): 2007/47/EG, MDD 93/42/EG

