

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Dubbele elektrische
borstkolf

SCF294/02

Ontworpen voor jouw comfort

Door de natuur ingegeven

Onze unieke borstkolf is ontworpen met een elektronisch geheugen dat jouw persoonlijke kolfstijl onthoudt en zich op die manier aanpast aan je lichaam.

Voordelen en functies:

- Ultracomfortabel en -effectief
- Eenvoudige bediening
- Snelheid, zuigkracht en kolfritme zijn volledig variabel: geen vooraf ingestelde standen
- Stil, eenvoudig en handig mee te nemen
- Kolft meer melk in minder tijd af

Zachte stimulatie voor extra kolfkracht

- Subtiel vacuüm imiteert het zuigen van je baby voor een constante stroom
- Zachte massagekussens zorgen voor een natuurlijke toeschietreflex, net als een baby

Kenmerken

Zachte massagekussens



De gepatenteerde massagekussens van de Philips Avent-borstkolf bewegen op en neer en simuleren zo het zuigen van de baby, waardoor een snelle en natuurlijke toeschietreflex moet worden gestimuleerd.

Zachte zuigkracht

De zachte zuigkracht imiteert het zuigen van je baby om te zorgen voor een constante melkhoeveelheid, zodat je minder lang hoeft te kolven.

Gepatenteerd massagekussentje



Vijf zachte massagekussentjes bewegen op en neer samen met de betrouwbare zuigkracht. Het doel hiervan is een snelle en natuurlijke melkproductie te stimuleren.

Kolft meer melk in minder tijd af

Het is bewezen dat dubbel afkolven de melkproductie verhoogt. De dubbele elektronische borstkolf is de enige borstkolf waarbij beide kolven dezelfde hoeveelheid zuigkracht en controle behouden voor een effectief gebruik.

Totale variabele controle

Geniet van de volledige controle over de snelheid, de zuigkracht en het ritme. Je kunt de pomp zelfs zo instellen dat de manier van zuigen overeenkomt met die van je baby.

Intuïtieve bedieningshendel

De bediening van alle functies van de kolf is binnen handbereik en in de buurt van je borst, waardoor je de kolf direct en intuïtief kunt bedienen. Je hoeft nergens naar te reiken.

Stil, eenvoudig en handig mee te nemen

Stil, eenvoudig en handig mee te nemen

Specificaties

Vermogen

Spanning: 100 - 240 volt

Land van herkomst

Engeland

Inclusief

Flessenstandaard/afsluiting gietgat: 4 stk
125ml-bewaarflessen voor moedermelk: 2 stk
Extra zachte speen voor pasgeborenen: 2 stk
Afsluitplaatje voor melkopslag: 2 stk
Reisverpakking voor spenen voor pasgeborenen: 2 stk
IJskoelers: 4 stk
Dubbele elektronische borstkolf: 1 stk
Reserveonderdelen: 1 stk
Onderdelen voor handmatig kolven voor als er geen stroom beschikbaar is: 1
Bewaarflessen voor moedermelk (260 ml): 2 stk
Reistas van microvezel: 1 stk
Thinsulate™-tas: 2 stk

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0 - 6 maanden

