

PHILIPS

AVENT

Comfort enkele
elektrische borstkolf

Natural

Met fles (125 ml)



SCF332/01



Meer melk op comfortabele wijze

Borstkolf met massagekussen

Als je je prettig en ontspannen voelt, gaat de melkafgifte gemakkelijker. Daarom hebben we de meest comfortabele borstkolf tot nu toe gemaakt: je kunt nu gemakkelijk zitten, zonder dat je voorover hoeft te leunen, terwijl de zachte massagekussens de melkafgifte voorzichtig stimuleren.

Gemakkelijker zitten, zonder dat je voorover hoeft te leunen

- Aangenamere kolfpositie door uniek ontwerp

Maakt het combineren van borst- en flesvoeding gemakkelijk

- Inclusief onze Natural-fles en -speen voor natuurlijk aanleggen

Stimuleert zacht de toeschietreflex en melkafgifte

- Zacht en warm aanvoelend massagekussen

Andere voordelen

- Intuïtief in elkaar te zetten. Eenvoudig te zien hoe de onderdelen in elkaar passen
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Compatibel met andere voedingsproducten van Philips Avent
- Makkelijk schoon te maken door het geringe aantal losse onderdelen
- Gemakkelijke bediening met één druk op de knop

Kies de comfortabelste instelling

- Voorzien van een zachte stimulatiemodus en 3 afkolingsinstellingen

Kenmerken

Comfortabelere positie



Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kan zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat je melk ook makkelijker stromen.

Eenvoudige instellingen om uit te kiezen

Wanneer de kolf is ingeschakeld, begint deze automatisch in de zachte stimulatiemodus om de melkafgifte op gang te brengen. Kies uit een van de 3 afkolvingsinstellingen om de melkafgifte voor jou het aangenaamst te laten verlopen.

Zacht massagekussen



De nieuwe satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Het kussen is ontworpen om het zuigen van je baby na te bootsen en om melkafgifte te stimuleren.

Inclusief onze Natural-speen



De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Compact ontwerp

De borstkolf heeft een compact ontwerp, dat het gemakkelijk maakt om vast te houden en op je borst te plaatsen. De kleine, lichte

basisunit kan gemakkelijk dicht in de buurt geplaatst worden voor volledige controle tijdens het afkolven. Om het vervoer en het opbergen te vereenvoudigen, kun je de slang om de basisunit wikkelen. Eenvoudig onderweg te gebruiken met batterijen.

Makkelijk schoon te maken

Schoonmaken is gemakkelijk dankzij het kleine aantal afzonderlijke delen. Je melk komt nooit in contact met de slang en de basisunit. Alle onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig, behalve de elektrische delen.

Gemakkelijke bediening

Een enkele elektrische borstkolf is ideaal voor moeders die vaak melk afkolven en dit graag moeiteloos doen, met slechts een druk op de knop.

Intuïtief in elkaar te zetten

Eenvoudig te zien hoe de onderdelen in elkaar passen, dus in een handomdraai gebruiksklaar.

Volledig combineerbaar assortiment

Deze borstkolf kan worden gebruikt in combinatie met andere voedingsproducten in de Philips Avent-collectie, zoals onze Classic-flessen en -bewaarflessen. Philips Avent heeft ook een collectie van borstverzorgingsaccessoires om je te helpen langer en comfortabeler borstvoeding te geven.

Specificaties

Borstkolf

Materiaal: BPA-vrij*

Ontwerp

Ontwerp borstkolf: Compact ontwerp

Flesontwerp: Ergonomische vormgeving, Brede hals

Land van herkomst

Engeland

Materiaal

Borstkolf: Polypropyleen, BPA-vrij*

Flesvoeding: Polypropyleen, BPA-vrij*

Speen: Siliconen, BPA-vrij*

Inclusief

Extra zachte speen voor pasgeborenen: 1 stk

Proefverpakkingen borstkompressen: 2 (2 kompressen voor overdag en 2 voor 's nachts) stk

Afsluitplaatje voor melkopslag: 1 stk

Natural-fles van 125 ml: 1 stk

Borstkolfbehuizing: 1 stk

Normaal kussen: 1 stk

Basisunit incl. slang: 1 stk

Reservemembraan: 1 stk

Gebruiksgemak

Gebruik borstkolf: Intuïtief in elkaar te zetten, Makkelijk schoon te maken, Volledig combineerbaar assortiment

Functies

Niet langer vooroverleunen: Zitten in een comfortabele positie

Zacht massagekussen: Zachte stimulatie

Instellingen: 3 afkolvingsinstellingen, 1 stimulatiemodus

Ontwikkelingsfasen

Stapje: 0 - 6 maanden

