

PHILIPS

AVENT

Handkolf

met VIA-bewaarsysteem

SCF300/12

 Product Picture

Meer melk, direct bewaren.

Kolven, bewaren en voeden in een handomdraai

Met de unieke Philips Avent-handkolf SCF300/12 heb je volledige controle over de zuigkracht en het kolfritme. Het is klinisch aangetoond dat je meer melk afkolft dan met een in ziekenhuizen gebruikte dubbele elektrische kolf.

Voordelen en functies:

- Stimuleert zacht en snel de melkafgifte

Klinisch bewezen efficiëntie

- Gepatenteerd massagekussentje

Te combineren met alle Philips Avent-borstkolven en -spenen

- Gebruik de adapter voor het afkolven en voeden

Veilig bewaren en vervoeren

- Lekvrij schroefstelsel

Kenmerken

Stimuleert zacht en snel de melkafgifte

Het gepatenteerde Philips Avent-massagekussen beweegt tijdens het kolven op en neer. Het gebied rondom de tepel wordt zo zacht gemasseerd om natuurlijke melkafgifte te stimuleren.

Gepatenteerd massagekussentje

De vijf zachte massagepunten van de Philips Avent-borstkolf trekken samen en ontspannen tijdens het kolven om samen met het vacuüm het zuigen van je baby na te bootsen.

Lekvrij schroefstelsel

Veilig bewaren en vervoeren

Adapter voor het afkolven en voeden

Gebruik de adapter voor het afkolven, bewaren en voeden in dezelfde beker.

Specificaties

Land van herkomst

Engeland

Materiaal

BPA-vrij*

Inclusief

Deksel voor melkbewaarbeker: 5 stk
Adapter voor bewaarbeker met melk: 2 stk
Reisverpakking voor spenen voor pasgeborenen: 2 stk
Extra zachte speen voor pasgeborenen: 2 stk
Reserveonderdelen: 1 stk
Steriel verpakte VIA-beker (180 ml): 5 stk
Handkolf: 1 stk

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0 - 6 maanden

