

PHILIPS

Huvudband

Amara Gel

Small

Reducerad storlek



HH1219



När det är rätt säger det bara klick

Helmasken från Amara har betydligt färre delar än andra populära traditionella helmasker. Med ett enda tryck kan du ta isär eller montera huvudbandet.

Minimalistisk design

- 60 % färre delar

Funktioner

Enkelhet

Med bara fyra delar går montering och rengöring snabbt och enkelt.

Specifikationer

Specifikationer

Huvudbandsmaterial: UBL/uretanskum/nylon och lycra

Rengöring: huvudband och slang: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Design

Komfort: Självjusterande

Färre delar: Komfort

Service

Garanti: 90-days

