

# PHILIPS

## AVENT

### Extractor de leche eléctrico sencillo

Extracción en cualquier momento y lugar

Incluye cojín masajeador suave

Mamadera y tetina Natural



SCF332/31

## Más comodidad y más leche\* en cualquier momento y lugar

Extractor de leche eléctrico simple con cojín masajeador

Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante, ya que nuestro suave cojín masajeador estimula con delicadeza el flujo de leche. Use nuestro silencioso extractor en cualquier momento y lugar, incluso con baterías. Resulta muy fácil de configurar, personalizar, usar y limpiar.

#### **Estimula la bajada y el flujo de leche con cuidado.**

- Almohadilla masajeadora suave con pétalos para masaje

#### **Fácil de colocar, rápido y limpio**

- Pocas piezas separadas y diseño intuitivo
- Sistema cerrado, diseñado para la extracción higiénica
- Incluye nuestra mamadera y tetina Natural para un enganche natural

#### **Extractor silencioso y discreto en cualquier situación**

- Diseñado para permitirle extraer leche tranquilamente

#### **Menor inclinación hacia delante clínicamente comprobada\***

- Posición de extracción más cómoda gracias a su diseño único

#### **1 modo de estimulación y 3 ajustes de extracción**

- Seleccione el ajuste más eficaz y cómodo para usted

## Destacados

### Posición relajante



El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche circula directamente del pecho al biberón o recipiente, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Sentarse cómodamente y relajarse durante la extracción ayuda a que la leche circule con más facilidad.

### Puede elegir ajustes sencillos

Cuando lo enciende, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con comodidad para usted.

### Almohadilla masajeadora suave



Nuestra almohadilla masajeadora tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona una sensación cálida a la piel para estimular el flujo de leche de manera cómoda y suave. La icónica almohadilla de pétalos está diseñada para imitar la succión del bebé, con el fin de ayudar a estimular el flujo con delicadeza.

### Sin derrame de leche en los conductos



Sin derrame de leche en los conductos.

### Fácil de colocar, rápido y limpio



Pocas piezas y diseño intuitivo. Extraiga leche para su bebé cómodamente en cualquier momento.

### Incluye nuestra mamadera Natural



La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.

### Bomba silenciosa

Diseñado para una extracción discreta.

## Especificaciones

### Diseño

Diseño del biberón: Ergonomic shape, Wide neck

Diseño del sacaleches: Compact design

### País de origen

England: Yes

### Material

Biberón: BPA free\*, Polypropylene

Tetina: BPA free\*, Silicone

Sacaleches: Libre de BPA\* (solo piezas en contacto con comida)

### Qué se incluye

Disco sellador para almacenamiento de leche: 1 piezas

Biberón Natural de 4 oz: 1 piezas

Estructura del sacaleches: 1 piezas

La unidad base incluye la manguera: 1 piezas

Funda de viaje: 1 piezas

Paquetes de muestras de protectores mamarios: 1 paquete (2 piezas)

Almohadilla de tamaño estándar (19,5 mm):

1 pieza (hay disponible un cojín masajeador más grande que se vende por separado)

Protectores mamarios desechables: 4 piezas

### Facilidad de uso

Uso del extractor de leche: Easy cleaning, Fully compatible range, Intuitive assembly

### Funciones

Sin inclinación hacia delante: Sit in a comfortable position

Almohadilla masajeadora suave: Gentle stimulation

Configuración: 1 Stimulation mode, 3 Expression settings

### Fases de desarrollo

Etapas: 0 - 6 months



\* Comodidad probada clínicamente: en una prueba realizada en 110 madres en EE. UU., Reino Unido, China y Rusia en marzo del 2016, las madres otorgaron una puntuación promedio de 8.6 de un máximo de 10 en cuanto a la comodidad de Philips Avent.

\* Más leche: una investigación independiente demostró que podría existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visite [www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT)

\* Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con la mamadera y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011