

# PHILIPS

## AVENT

### Enkel elektrisk brystpumpe

Pump når som helst, hvor som helst

Med myk massasjepute

Natural-flaske og -smokk



SCF332/31



## Bedre komfort, mer melk\*. Når som helst, hvor som helst

### Enkel elektrisk brystpumpe med massasjepute

Sitt komfortabelt uten å måtte lene deg fremover, og la den myke massasjeputen stimulere utdrivningen. Bruk den stillegående pumpen når og hvor som helst, også med batterier. Den er enkel å sette sammen, tilpasse, bruke og rengjøre

#### **Stimulerer skånsomt utdrivningen og melkestrømmen**

- Myk massasjepute med masserende blader

#### **Enkel montering, pumping og rengjøring**

- Få separate deler og intuitiv design
- Lukket system, designet for hygienisk pumping
- Inkluderer vår Natural-flaske og -smokk som gjør at babyen får naturlig tak

#### **Stillegående pumpe for diskret pumping, når som helst**

- Designet for stillegående pumping

#### **Klinisk bevist at du ikke trenger å måtte bøye deg fremover\***

- Mer komfortabel pumpestilling på grunn av unik design

#### **Én stimulerende modus og tre pumpeinnstillinger**

- Velg en innstilling som er effektiv og komfortabel for deg

## Høydepunkter

### Avslappende stilling



Brystpumpen har et unikt design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken eller beholderen, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.

### Enkle innstillinger å velge blant

Når modusen er aktivert, starter pumpen automatisk i skånsom stimulerende modus for å starte melkestrømmen. Velg deretter blant tre pumpeinnstillinger for å gjøre melkestrømmen komfortabel for deg.

### Myk massasjepute



Vår massasjepute har en myk, fløyelsaktig struktur som føles varm mot huden for behagelig og skånsom stimulering av melkestrømmen. Massasjeputen er utformet for å etterligne måten babyen dier på for å bidra til å stimulere brystet på en skånsom måte.

### Ikke noe melkesøl i rørene



Ikke noe melkesøl i rørene.

### Enkel montering, pumping og rengjøring



Få separate deler og intuitiv design. Pump melk til babyen din når som helst på en enkel måte.

### Inkluderer Natural-flasken vår



Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

### Stillegående pumpe

Designet for diskret pumping.

## Spesifikasjoner

### Opprinnelsesland

England: Yes

### Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder

### Følgende er inkludert:

Forselingslokk for oppbevaring av melk:  
1 pcs

### Materiale

Flaske: BPA-fri\*, Polypropylen

Smokk: BPA-fri\*, Silikon

Brystpumpe: BPA-fri\* (kun matkontaktdele)

### Utforming

Brystpumpedesign: Kompakt design

Flaskedesign: Ergonomisk form, Vid hals

### Følgende er inkludert:

Natural-flaske 4 oz: 1 pcs

Brystpumpe: 1 pcs

Baseenhet inkl. rør: 1 pcs

Reisedeksel: 1 pcs

Prøvepakker med ammeinnlegg: 1 pakke  
(2 stk.)

### Brukervennlighet

Bruke brystpumpen: Enkel rengjøring,  
Fullstendig kompatibel serie, Lett å sette  
sammen

### Funksjoner

Du trenger ikke å lene deg fremover: Sitt i en  
komfortabel stilling

Myk massasjepute: Skånsom stimulering

Innstillinger: Én stimulerende modus, Tre  
pumpeinnstillinger

### Følgende er inkludert:

Pute i standard størrelse (19,5 mm): 1 del (en  
større pute er tilgjengelig og selges separat)

Engangs ammeinnlegg: 4 pcs



\* Komfort som er klinisk bevis: I en test som ble utført på 110 mødre i USA, Storbritannia, Kina og Russland i mars 2016, ga mødre en gjennomsnittsscore på 8,6/10 for Philips Avents komfort.

\* Mer melk: Uavhengig forskning har vist at det kan være en sammenheng mellom stressnivåer og melkeproduksjon. Se mer på [www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT)

\* Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011