

# PHILIPS

## InfraCare infrarød lampe

650 W

Behandling av halve kroppen

63,5 cm høy

HP3641



## Effektiv smertelindring

Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Philips InfraCare gir effektiv smertelindring for muskler og ledd. Den infrarøde varmen på 650 W er veldig behagelig. Den trenger dypt inn i huden, forbedrer blodsirkulasjonen og gir effektiv smertelindring for kroppsområder på 60 x 40 cm.

### Lett å bruke

- Justerbar vinkel med rotering

### Effektiv smertelindring

- Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

### Behandling av halve kroppen

- 650 watts infrarød halogenlampe


# Høydepunkter

## 650 watts infrarød halogenlampe



Philips InfraCare HP 3643 er optimalisert for effektiv smertelindring av områder på 60 x 40 cm, for eksempel ryggen, begge skuldrene og nakken eller låret. InfraCare har en innovativ infrarød halogenlampe-teknologi. Den spesielle optikken, filteret og den kraftige halogenlampen på 650 watt er optimalisert, slik at du kan behandle halve kroppen (60 x 40 cm). Den har mye mer behagelig varme, fordi den infrarøde varmen blir bedre fordelt utover området som blir behandlet.

## Justerbar vinkel med rotering



Takket være den store fleksibiliteten er InfraCare HP 3643 enkel å bruke for behandling av halve kroppen og for ulike

situasjoner (feks. ligge på en seng eller sofa). Ved siden av høydejusteringen, kan lampehuset også enkelt justeres for optimal behandling av den aktuelle kroppsdelene, ved å flytte lampehuset i horisontal eller vertikal stilling (90 grader venstre/høyre) og ved å vippe den opp eller ned (45 grader).

## Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme



Infrarødt lys har vist seg å effektivt lindre smerter og plager som muskelsmerter og stive ledd. Den behagelige varmen fra det infrarøde lyset trenger dypt inn i huden, stimulerer blodsirkulasjonen og varmer opp musklene. Når musklene får denne varmebehandlingen, vil de automatisk løses opp og slappe av. Siden varmen gjør vevet mer elastisk, blir du mindre stiv og leddene mer fleksible.

# Spesifikasjoner

## Lette å bruke

- 2 håndtak:** for enkel transport og plassering
- Av/på-knapp**
- Digitalt brukergrensesnitt:** for tilbakemelding om tid og varmeintensitet
- Kan utvides i høyden:** 45–80 cm
- Enkelt plasserbart lampehus (venstre/høyre):** 90
- Enkelt plasserbart lampehus (opp/ned):** 45

## Mål og vekt

- Product dimensions:** 29,0 x 63,5 x 29,0 (BxHxD) cm
- Product weight:** 5,5 kg

## Tekniske spesifikasjoner

- Cord length:** 300 m
- Power:** 650 W
- Voltage:** 230 V
- Frequency:** 50/60 Hz

## Mål og vekt

- Ant. på europall:** 18 pcs
- Mål på F-boks (=A-boks):** 33,9 x 80,0 x 36,5 (BxHxD) cm
- Vekt på F-boks (=A-boks):** 6,5 kg

## Tekniske spesifikasjoner

- Isolasjon:** Klasse II (dobbel isolasjon)
- Levetid for lamper:** 500 time(r)

## Behandling av halve kroppen

- Behandlingsområde:** 60 x 40 cm
- Infrarød halogenlampe:** 650 W

## Sikkerhet

- IEC-sertifisert:** Samsvarer med IEC 60601 og 60335

## Logistiske data

- Opprinnelsesland:** Tyskland

## Medisinsk utstyr

- EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD):** 2007/47/EF, MDD 93/42/EØS

## Logistiske data

- CTV-kode:** 884364101000

## Effektiv smertelindring

- Dyp, gjennomtrengende varme**

## Behandlingskontroll

- Digital timer:** med automatisk utkobling
- Dimmer med tre varmeinnstillinger**
- Pause-funksjon**

