

PHILIPS

AVENT

手动吸乳器

外出套装

SCF290/13



乳汁流得更多、更快。

手动吸乳器带来更高的效率

一款让您能够完全控制吸力大小和吸乳节奏的手动吸乳器。出众的飞利浦新安怡手动吸乳器可确保提高吸乳效率，实验表明，比医用电动吸乳器可吸出更多乳汁。

优点和功能：

- 带隔热旅行袋和冷胶袋

实验表明效果出众

- 采用专利技术的花瓣按摩垫

温和刺激，高效吸乳

- 柔软的花瓣按摩垫可使乳汁自然流出，就像宝宝在吮吸一样

操控灵活，携带方便

- 易于组装和使用

产品亮点

带隔热旅行袋和冷胶袋



保持乳汁分泌以及离开宝宝时吸奶和储奶所需的一切。

易于组装和使用



无噪音，方便携带。

采用专利技术的花瓣按摩垫



在您吸乳时，五个柔软的飞利浦新安怡吸乳器花瓣按摩器轻柔地伸缩，与真空泵一起模仿宝宝的吮吸动作。

柔软的花瓣按摩垫



采用专利技术的飞利浦新安怡吸乳器花瓣按摩垫会轻柔地伸缩，模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁快速自然流出。

规格

发育阶段

阶段: 0 至 6 个月

England

包装内物品

奶瓶架/漏斗盖: 2 pcs

母乳储存杯 (125 毫升/4 安士) : 2 pcs

特柔新生儿奶嘴: 2 pcs

冷胶袋: 2 pcs

备件: 1 pcs

微纤维隔热旅行包: 1 pcs

手动吸乳器: 1 pcs

母乳储存杯 (260 毫升/9 安士) : 2 pcs

