



Philips
InfraCare infrarød lampe

300 W

Sonebehandlingsområde
Digital timer



HP3631

Effektiv smertelindring

Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Philips InfraCare gir effektiv smertelindring for muskler og ledd. Den infrarøde lampen på 300 watt er veldig behagelig, og den infrarøde varmen trenger dypt inn i huden, forbedrer blodsirkulasjonen og gir effektiv smertelindring for soneområder på 40 x 30 cm.

Effektiv smertelindring

- Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

PHILIPS

Spesifikasjoner

Lett å bruke

- Justeringsmuligheter: 0-40 grader (bakover)
- Av/på-knapp
- Mykt håndtak: for enkel transport og plassering

Mål og vekt

- Product weight: 1,4 kg
- Product dimensions: 20 x 30,9 x 17,2 (BxHxD) cm

Tekniske spesifikasjoner

- Cord length: 200 m
- Voltage: 230 V
- Power: 300 W
- Frequency: 50/60 Hz

Mål og vekt

- Mål på A-boks: 29 x 40,4 x 74,5 (BxHxD) cm
- Vekt på F-boks: 1,8 kg
- No. of F-boxes in A-box: 3 pcs
- Vekt på A-boks: 5,4 kg
- Ant. på europall: 60 pcs
- Mål på F-boks: 28 x 38,6 x 24,5 (BxHxD) cm

Tekniske spesifikasjoner

- Batteri: LR-54 alkalisk 1,5 V (levetid 200 behandlinger)

- Isolasjon: Klasse II (dobbel isolasjon)
- Levetid for lamper: 500 time(r)

Sikkerhet

- IEC-sertifisert: Samsvarer med IEC 60601 og 60335

Logistiske data

- Opprinnelsesland: Tyskland

Medisinsk utstyr

- EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD): 2007/47/EF, MDD 93/42/EØS

Logistiske data

- CTV-kode: 884363101000

Effektiv smertelindring

- Dyp, gjennomtrengende varme

Sonebehandling

- Behandlingsområde: 40 x 30 cm
- Infrarød halogenlampe: 300 W

Behandlingskontroll

- Digital timer: med lydtilbakekobling

Høydepunkter

Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme



Infrarødt lys har vist seg å effektivt lindre smerter og plager som muskelsmerter og stive ledd. Den behagelige varmen fra det infrarøde lyset trenger dypt inn i huden, stimulerer blodsirkulasjonen og varmer opp musklene. Når musklene får denne varmebehandlingen, vil de automatisk løses opp og slappe av. Siden varmen gjør vevet mer elastisk, blir du mindre stiv og leddene mer fleksible.

