

# PHILIPS

## Hodestropp

## Amara View

### Standard

HH1230



## Gled deg over visningen

Dekkende ansiktsmaske som lover deg høy komfort og ytelse samt uhindret synsfelt

### Lett å bruke

- Komfort og ytelse

# Høydepunkter

## Nyskapende utforming



En modulbasert bøyle til alle putestørrelser

# Spesifikasjoner

## Service

Garanti: 90-days

## Innovative design

Comfort and performance: Soft fabric straps

## Specifications

**Rengjøre hodestropp:** Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig, heng til tørk

## Beskrivelser

**Headgear material:** Polyuretan, nylon-Lycra

