

PHILIPS

Batteria al litio
CPAP

Kit

con cavo per dispositivo e
adattatori

custodia

HH1433



Progettato per garantire la massima tranquillità

Gruppo di continuità

Progettato per fornire alimentazione senza interruzione ai dispositivi per terapia del sonno DreamStation e System One.

Perfetto per i viaggi

- Trasporto agevole e leggero. Appena 1,02 kg.
- Leggero e compatto

Progettato per la massima sicurezza e tranquillità

- Gruppo di continuità (UPS) integrato

Possibilità di proseguire la terapia anche lontano da casa

- Batterie di lunga durata

In evidenza

Perfetto per i viaggi



L'agevole trasportabilità lo rende la soluzione ideale per il campeggio e i viaggi. Il pacco batterie utilizza l'alimentazione dal dispositivo Philips per la terapia del sonno, per ridurre il numero di cavi necessari per i viaggi e soddisfa i requisiti FAA per i viaggi in aereo.

Facilità di utilizzo



L'UPS aiuta a ridurre interruzioni della terapia. Il collegamento continuo del kit batteria all'alimentazione del dispositivo per la terapia del sonno Philips Respironics del paziente consente di mantenerlo sempre carico e pronto per i viaggi, oltre a costituire una protezione per l'UPS.

Leggero e compatto

Si adatta perfettamente alla custodia da trasporto.

Gestione della terapia anche lontano da casa

Il pacco batterie offre oltre 14 ore di durata della batteria per i dispositivi PAP. Condizioni di prova tempo di esecuzione PAP: modalità CPAP, pressione 10 cm H₂O, senza umidificazione riscaldata o tubi riscaldati.

Specifiche

Peso e dimensioni

Weight: 1,02

Assistenza

Garanzia: 90 giorni

Power

Sorgente di alimentazione: Compatibile con DreamStation

Compatibile con: System One serie 50 e 60

Dimensioni

Altezza: 13,33

Larghezza: 3,17

Dimensioni

Profondità: 22,86 cm

