

# PHILIPS

Batteria al litio  
CPAP

Kit

con cavo per dispositivo e  
adattatori

custodia

HH1433



## Progettato per garantire la massima tranquillità

### Gruppo di continuità

Progettato per fornire alimentazione senza interruzione ai dispositivi per terapia del sonno DreamStation e System One.

#### **Perfetto per i viaggi**

- Trasporto agevole e leggero. Appena 1,02 kg.
- Leggero e compatto

#### **Progettato per la massima sicurezza e tranquillità**

- Gruppo di continuità (UPS) integrato

#### **Possibilità di proseguire la terapia anche lontano da casa**

- Batterie di lunga durata

## In evidenza

### Perfetto per i viaggi



L'agevole trasportabilità lo rende la soluzione ideale per il campeggio e i viaggi. Il pacco batterie utilizza l'alimentazione dal dispositivo Philips per la terapia del sonno, per ridurre il numero di cavi necessari per i viaggi e soddisfa i requisiti FAA per i viaggi in aereo.

### Facilità di utilizzo



L'UPS aiuta a ridurre interruzioni della terapia. Il collegamento continuo del kit batteria all'alimentazione del dispositivo per la terapia del sonno Philips Respironics del paziente consente di mantenerlo sempre carico e pronto per i viaggi, oltre a costituire una protezione per l'UPS.

### Leggero e compatto

Si adatta perfettamente alla custodia da trasporto.

### Gestione della terapia anche lontano da casa

Il pacco batterie offre oltre 14 ore di durata della batteria per i dispositivi PAP. Condizioni di prova tempo di esecuzione PAP: modalità CPAP, pressione 10 cm H<sub>2</sub>O, senza umidificazione riscaldata o tubi riscaldati.

## Specifiche

### Dimensioni (lxpxa)

Altezza: 13,33

Larghezza: 3,17

Profondità: 22,86 cm

### Assorbimento

Sorgente di alimentazione: Compatibile con DreamStation

Compatibile con: System One serie 50 e 60

### Peso e dimensioni

Peso: 1,02

### Assistenza

Garanzia: 90 giorni

