

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

电动吸乳器

两个装

接电源线使用

SCF397/91

灵感源自宝宝，便利献给妈妈

Natural Motion 技术可加快乳汁流速*

灵感源自宝宝的自然吸吮，在吸力和乳头刺激之间达到出色平衡，带您进入吸乳新纪元。飞利浦新安怡电动吸乳器可保持出色的乳汁流速，并根据您的乳头大小和形状轻柔贴合

个性化

- 吸乳器包和软袋
- 所需部件较少，设置直观
- 静音马达，无论您身在何处，都不会引人注目（接电源线使用）
- 暂停/启动功能
- 个性化体验，8 + 16 个设置级别
- 记忆功能

轻柔、舒适

- 无需俯身即可吸乳

产品亮点

舒适地坐着



得益于采用可让您直立而无需前倾的设计，在吸奶时让您感觉放松。无需前倾，实验表明，可保持舒适的吸奶姿势*。根据 20 名参与者的产品临床试验结果（2019 年）；其中有 90% 的参与者可以找到舒适的吸奶姿势（单边电动吸乳）；95% 的参与者可以找到舒适的吸奶姿势（双边电动吸乳）。

根据您的需要进行个性化设置



提供各种刺激和吸乳设置，根据您的需要进行精细调谐。我们的吸乳器提供 8 种刺激和 16 种吸乳设置级别，可带来个性化体验。

可轻松进行清洁和设置



我们的闭合吸乳系统意味着乳汁不会进入管道，因此，需要较少清洁。所需部件减少，也使组装变得轻而易举。

保存您喜爱的设置



了解您的喜好？吸乳器会自动记住您上次的设置，您要做的就是坐下来按启动按钮。

吸乳器包和软袋



使用定制的包和保温袋可让您随身携带吸乳器，并减小占用空间。

随处安心吸乳



得益于我们的静音马达和简约设计，可随时随地吸乳。仅限接电源线使用。

您可以随时暂停



如果您需要调整或休息一下，只需按启动/暂停按钮即可。

规格

功率

市电电压: 100 - 240 伏

材料

奶瓶: 不含双酚 A*, 聚丙烯

奶嘴: 不含双酚 A*, 硅橡胶

吸乳器: 不含双酚 A* (仅限食品接触部件)

包装内物品

旅行包: 1 件

4 安士奶瓶, 带新生儿奶嘴: 2 件

抛弃式乳垫: 2 件

吸乳套件: 2 件

保温袋: 1 件

马达装置 (仅限接电源线使用): 1 件

密封垫: 2 件

Micro-USB 适配器 (接电源线使用): 1 件

操作简易

吸乳器使用: 易于清洁和组装, 记忆功能, 静音马达, 收纳包和软袋

功能

无需向前倾斜: 坐姿舒适

设置: 16 个吸乳级别, 8 个刺激级别

柔软的自适应护垫: 轻柔刺激



* 根据 20 名参与者 (荷兰, 2019 年) 参加的乳汁流量喂养起始时间临床试验 (排乳反射 - MER 时间) 与 9 名参与者 (荷兰, 2018 年) 参加的有关其他飞利浦上一代吸乳器技术可行性研究的 MER 时间相比较的结果

* 1) Mangel 等, 母乳喂养困难、母乳喂养持续时间、孕妇体重指数和乳房解剖学: 它们是否相关? 母乳喂养医学, 2019 年 (109 名参与者, 以色列); (2) Ziemer 等, 哺乳第一周的皮肤变化和乳头疼痛。

* 《产科、妇科与新生儿护理杂志》(1993 年), (20 名白人参与者, 美国); (3) Ramsay 等, 《用超声成像重新定义人类哺乳期乳房的解剖学》(2005 年) (28 名参与者, 澳大利亚)。

* 根据 20 名参与者参加的 1k 护垫临床试验调查问卷结果 (荷兰, 2019 年)

* 不含双酚 A 的吸乳器: 仅与接触母乳的奶瓶和其他部件相关, 遵循欧盟规定 10/2011