

PHILIPS

AVENT

智慧型单边电动吸乳器

SCF302/01

 Product Picture

专为舒适而设计

源于自然理念的吸乳器

飞利浦新安怡手动吸乳器 SCF302/01 不含双酚 A，可确保提高吸乳效率*。

优点和功能：

- 记忆并延续您的吸乳节奏

帮助延长母乳喂养时间

- 乳汁更多、更自然

温和刺激，高效吸乳

- 柔软的花瓣按摩垫可使乳汁自然流出，就像宝宝在吮吸一样
- 柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌

使用三种方法

- 使用主电源、电池电源或手动方法

产品亮点

吸力柔和的真空

吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌，从而让吸乳变得更轻松。

柔软的花瓣按摩垫



采用专利技术的飞利浦新安怡吸乳器花瓣按摩垫会轻柔地伸缩，模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁快速自然流出。

记忆并延续您的吸乳节奏

电子存储器会自动学习，只需轻触按钮，即会延续您个人的吸乳节奏。

乳汁更多、更自然



吸乳让宝宝能够随时享受到母乳，即使您不能陪在宝宝身边

电源式、电池式和手动式

除了使用主电源外，此单边电动吸乳器还可用电池电源操作，亦可用作手动吸乳器，具有全面的灵活性。

规格

功率

Voltage: 100 - 240 V
阶段: 0 至 6 个月
英国

包装内物品

Bottle stand/funnel cover: 1 pcs
柔软新生儿奶嘴: 1 pcs
母乳储存杯 (125 毫升/4 安士): 1 pcs
Newborn nipple travel pack: 1 pcs
Spare parts: 1 pcs

包装内物品

Battery pack: 1 pcs
Electronic Breast Pump: 1 件
Manual pump parts for when power is not available: 1

