

PHILIPS

AVENT

Bomba tira leite eléctrica individual conforto

Natural

Inclui biberão de 125 ml



SCF332/01



Maior conforto, mais leite

Bomba tira leite com almofada massajadora

Quando está confortável e descontraída, o seu leite flui mais facilmente. Foi por essa razão que criámos a nossa bomba tira leite mais confortável de sempre: sente-se confortavelmente sem precisar de se inclinar para a frente e deixe que a nossa almofada massajadora suave estimule o seu fluxo de leite.

Sente-se com maior conforto sem ter de se inclinar para a frente

- Posição de extracção mais confortável graças ao design exclusivo

Estimula suavemente a saída e o fluxo do leite

- Almofada massajadora suave com sensação de calor

Outras vantagens

- Montagem intuitiva. Fácil combinação visual das peças
- Design leve e compacto
- Compatível com outros produtos de alimentação Philips Avent
- Limpeza fácil devido ao pequeno número de peças separadas
- Fácil de utilizar com um toque num botão

Escolha a definição mais confortável para si

- Dispõe de um modo de estimulação suave e 3 definições de extracção

Destaques

Posição mais confortável

A bomba tira leite tem um design exclusivo para que o seu leite flua directamente do peito para o biberão, mesmo quando está sentada direita. Isto significa que pode sentar-se com maior conforto durante a extracção: não precisa de se inclinar para a frente para se assegurar que todo o leite alcança o biberão. Sentar-se confortavelmente e estar descontraída durante a extracção ajuda o seu leite a fluir com maior facilidade, de forma natural.

Definições simples à escolha

Quando é ligada, a bomba é iniciada automaticamente no modo de estimulação suave para ajudar o seu leite a começar a fluir. Em seguida, seleccione entre 3 definições de extracção para tornar o fluxo de leite mais confortável para si.

Almofada massajadora suave

A nossa almofada massajadora conta com uma nova textura aveludada que dá um toque de calor à pele para um estímulo confortável e delicado do fluxo do leite. A almofada foi desenvolvida para imitar de um modo suave a sucção do bebé para ajudar a estimular a saída do leite.

Design compacto

A bomba tira leite tem um design compacto, que a torna fácil de segurar e posicionar no seu peito. A unidade de base pequena e leve pode ser colocada facilmente a uma distância

confortável para um controlo total durante a extracção. Para comodidade extra no transporte e armazenamento, o tubo é enrolado facilmente à volta da unidade de base. Fácil de utilizar fora de casa com pilhas.

Limpeza fácil

A limpeza é fácil graças ao pequeno número de peças separadas. O seu leite nunca entrará em contacto com o tubo e a unidade de base. É possível lavar todas as peças na máquina de lavar loiça, excepto as peças eléctricas.

Fácil de utilizar

Uma bomba tira leite eléctrica individual é ideal para mães que extraem leite frequentemente e valorizam a possibilidade de uma extracção sem esforço, com um toque num botão.

Montagem intuitiva

Fácil combinação visual das peças para montagem intuitiva.

Gama completamente compatível

Esta bomba tira leite pode ser utilizada em combinação com outros produtos de alimentação da gama Philips Avent, incluindo os nossos biberões e frascos para leite materno Classic. A Philips Avent também fornece uma gama de acessórios de cuidados para o peito, que ajudam a mãe durante a amamentação e aumentam o seu conforto.

Especificações

País de origem

England

Fases de desenvolvimento

Fase: 0 - 6 meses

Material

Breast pump: Polipropileno, Sem BPA*

Biberão: Polipropileno, Sem BPA*

Tetina: Silicone, Sem BPA*

O que está incluído

Extra soft newborn flow nipple: 1 pcs

Sealing disc for milk storage: 1 pcs

Design

Design do biberão: Forma ergonómica, Gargalo largo

Design da bomba tira-leite: Design compacto

Inclui

Biberão Natural de 125 ml: 1 pcs

Diafragma sobressalente: 1 pcs

O que está incluído

Conjuntos de amostras de disco de amamentação: 2 (2 discos diurnos e 2 discos nocturnos) pcs

Almofada de tamanho normal: 1 pcs

Corpo da bomba tira-leite: 1 pcs

Unidade de base, incl. tubos: 1 pcs

Facilidade de utilização

Utilização da bomba tira-leite: Montagem intuitiva, Limpeza fácil, Gama completamente compatível

Bomba tira-leite

Material: Sem BPA*

Funções

Sem inclinação para a frente: Sente-se numa posição confortável

Almofada massajadora suave: Estimulação suave

Definições: 3 Definições de extracção, 1 Modo de estimulação

