


Philips
InfraPhil infrarød lampe

150 W



HP3616

Lindrer muskelsmerter

Dyp, fokusert infrarød varme

Dyp, fokusert varme fra infrarød lampe

Lett å bruke

- Av/på-knapp
- Justerbar vinkel

Lindrer muskelsmerter

- Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Enkel å oppbevare

- Ledningsoppbevaring

PHILIPS

Spesifikasjoner

Lett å bruke

- Justeringsmuligheter: 0-40 grader (bakover)
- Av/på-knapp

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildens levetid: 750 økter av 10 minutter

Sikkerhet

- IEC-sertifisert: Samsvarer med IEC 60335

Enkel oppbevaring

- Ledningsoppbevaring

Tekniske spesifikasjoner

- Drift: 150 W
- Ledningslengde: 180 m
- Spenning: 220/230 eller 240/250 V V
- Isolasjon: Klasse II (dobbel isolasjon)
- Frekvens: 50 Hz
- Type lamper: PAR 38E, 150 W + prismetiske ringer for mer fokus

Mål og vekt

- Mål på A-boks: 24,0 x 28,8 x 62,4 (HxBxD) cm
- Ant. på europall: 192 pcs
- Antall F-bokser i A-boks: 6 pcs
- Vekt på A-boks: 6,4 kg

Vekt og mål

- Produktvekt: 1 kg
- Produktmål: 22,0 x 13,0 x 18,5 (HxBxD) cm
- Vekt på F-boks: 1 kg
- Mål på F-boks: 22,5 x 14,0 x 20,4 (HxBxD) cm

Logistiske data

- Opprinnelsesland: Tyskland
- CTV-kode: 884361601000

Medisinsk utstyr

- EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD): 2007/47/EF, MDD 93/42/EØS

Høydepunkter

Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme



Infrarødt lys har vist seg å effektivt lindre smerter og plager som muskelsmerter og stive ledd. Den behagelige varmen fra det infrarøde lyset trenger dypt inn i huden, stimulerer blodsirkulasjonen og varmer opp musklene. Når musklene får denne varmebehandlingen, vil de automatisk løses opp og slappe av. Siden varmen gjør vevet mer elastisk, blir du mindre stiv og leddene mer fleksible.

Justerbar vinkel

Den infrarøde lampen kan enkelt stilles bakover i 40 graders vinkel.

Av/på-knapp

Enkel av/på-knapp på baksiden av den infrarøde lampen, slik at du ikke trenger å ta ut støpselet etter bruk.

Ledningsoppbevaring



Den infrarøde lampen har en holder for ledningen på baksiden. Fest ledningen rundt holderen, så er den klar til å settes bort.

