

# PHILIPS

Wisp CPAP-næsemaske  
med hovedtøj, Stoframme

Pakke

3 puder (S/M, L, XL)

HH1024



## Ydelse, der har fået ny stil.

Wisps smarte autoforseglingsteknologi tilpasser sig alle dine bevægelser, hvilket giver en uovertruffen forsegling og en god nats søvn.

### Magnetiske klemmer

- Klemmerne og maskepudden til hovedtøjet indeholder magneter

### Frit synsfelt

- Læs, se TV eller bær briller

### Kompakt design


- Wisp sidder behageligt på mere end 98 % af brugerne\*

### Ydeevne og komfort

- Giver hurtig og nem tilpasning og justering.

## Vigtigste nyheder

### Højere grad af uafhængighed



Wisps slanke design eliminerer behovet for en pandepude, hvilket giver dig et bedre synsfelt.

### Kompakt design, naturlig pasform



"Næsetips"-puden er designet til at sidde under din næseryg, hvilket giver minimal kontakt med ansigtet, alt i mens den danner en uovertruffen forsegling.\* Bekræftelse via den antropometriske database

### Minimalistisk design, uovertruffen forsegling



Designet og hovedtøjsspænderne gør den lettere at bruge og rengøre.

### Magnetiske klemmer

Kontakt din sundhedsfaglige ekspert før du bruger denne maske. Nogle medicinske anordninger kan påvirkes af magnetfelter. De magnetiske klemmer i denne maske skal holdes mindst 50 mm væk fra enhver aktiv medicinsk anordning. Vær særligt opmærksom på implanterede anordninger som f.eks. pacemakere, defibrillatorer og cochlear-implantater. Læs brugervejledningen i pakken for at få flere oplysninger.

## Specifikationer

### Advarsel: Magnetisk interferens

Pas på med pacemakere: Read IFU's before use.

### Service

Garanti: 90-days

### Design

**Kompakt:** Easy fitting and adjustment

**Komfort:** Elastisk isserem

**Patenteret design:** Næsetips-pudedesign

**Støjsvag udånding:** 360-graders roterende knæstykke

### Specifications

**Lydtryksniveau:** 19 dBA

**Antal dele:** Seks

**Drejeleddets materiale:** Silikone / polykarbonat

**Rengøringsinstruktioner:** maske: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

**Driftstryk:** 4 - 20 cmH2O

### Specifikationer

**Pudemateriale:** Silikone/polykarbonat

**Hovedtøjsmateriale:**

UBL/uretanskum/nylon/Lycra/nylon termoplast

**Slangemateriale:** Termoplastisk polyester-elastomer

**Rammemateriale:**

Nylon/Spandex/uretanskum

**Rengøring: hovedtøj, slanger:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

**Knæstykke-/drejeleddsmateriale::**

Polykarbonat

**Hovedtøjsspændemateriale:** Acetal copolymer

### Intent of use

Skal bruges på patienter <gt/>30 kg: with CPAP prescription

### Compact

**Nem tilpasning og justering:** Støjsvag udånding

