

PHILIPS

AVENT

Pompă de sân electrică
simplă Comfort

Natural

Include un biberon de 4 oz



SCF332/01



Mai mult confort și lapte

Pompă de sân cu pernă de masaj

Când te simți confortabil și ești relaxată, laptele tău curge mai ușor. De aceea am creat cea mai confortabilă pompă de sân de până acum: stai așezată confortabil, fără a fi nevoită să te apleci în față, și lasă perna moale de masaj să îți stimuleze delicat debitul laptelui.

Așează-te mai confortabil, fără să te apleci în față

- Poziție de colectare a laptelui matern mai confortabilă datorită designului unic

Combinarea ușoară a hrănirii la sân cu biberonul

- Include biberonul și tetina noastră Natural pentru facilitarea alăptării

Stimulează delicat lactația și curgerea laptelui

- Perna moale de masaj pentru o senzație de căldură

Alte beneficii

- Asamblare intuitivă. Corespondență vizuală ușoară a componentelor
- Design ușor și compact
- Compatibilă cu alte produse de hrănire Philips Avent
- Curățare ușoară datorită numărului mic de componente separate
- Ușor de utilizat prin atingerea unui singur buton

Alege-ți setarea cea mai confortabilă

- Prevăzută cu mod de stimulare delicată și 3 setări de colectare lapte matern

Repere

Poziție mai confortabilă



Pompa pentru sân are un design unic, astfel încât laptele curge direct de la sân în biberon, chiar și atunci când ești așezată drept. Aceasta înseamnă că poți sta așezată mai comod atunci când utilizezi pompa: nu este nevoie să te apleci înainte pentru a te asigura că tot laptele ajunge în biberon. O poziție de ședere comodă și o stare relaxată în timpul utilizării pompei ajută în mod natural la curgerea mai ușoară a laptelui.

Setări simple

În momentul activării, pompa pornește automat în modul de stimulare delicată pentru a face laptele să curgă. Apoi, poți alege din 3 setări de colectare a laptelui pentru un debit de lapte comod.

Pernă moale de masaj



Pernă de masaj are o textură nouă moale și catifelată, care conferă o senzație de căldură și stimulează delicat și confortabil curgerea laptelui. Pernă este concepută să simuleze în mod delicat acțiunea de supt a copilului pentru a stimula lactația.

Include tetina noastră Natural



Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea și facilitează capacitatea bebelușului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.

Design compact

Pompa de sân este compactă, ceea ce o face ușor de ținut și de poziționat pe sân. Baza mică și ușoară se poate așeza ușor într-o poziție confortabilă, pentru control deplin în timpul pompării. Pentru confort sporit la transport și depozitare, tubul se înfășoară în jurul bazei. Ușor de utilizat în deplasare datorită bateriilor.

Curățare ușoară

Curățarea se realizează ușor datorită numărului mic de componente separate. Laptele nu intră niciodată în contact cu tubul și cu baza. Toate componentele se pot spăla în mașina de spălat vase, cu excepția pieselor electrice.

Utilizare ușoară

Pompa de sân electrică simplă este ideală pentru o utilizare frecventă și fără efort, prin simpla atingere a unui buton.

Asamblare intuitivă

Correspondență vizuală ușoară a componentelor pentru o asamblare intuitivă.

Gamă complet compatibilă

Această pompă pentru sân poate fi utilizată în combinație cu alte produse de hrănire din gama Philips Avent, inclusiv biberoanele Classic și recipiente de depozitare a laptelui. Philips Avent oferă, de asemenea, o gamă de accesorii pentru îngrijirea sânilor pentru a te ajuta să alăptezi mai mult timp și în condiții de mai mult confort.

Specificații

Țara de origine

Anglia: Yes

Etape de dezvoltare

Fază: 0 - 6 months

Material

Pompă pentru sân: Polypropylene, BPA free*

Biberon: Polypropylene, BPA free*

Tetină: Silicone, BPA free*

Design

Design biberon: Ergonomic shape, Wide neck

Design pompă pentru sân: Compact design

Include

Tetină extra-moale pentru nou-născut: 1 pcs

Disc de sigilare pentru depozitarea laptelui: 1 pcs

Ce este inclus

Corpul pompei de sân: 1 pcs

Baza și tubul: 1 pcs

Include

Pachete eșantion cu tamponare pentru sâni: 2 (2 tamponare de zi și 2 tamponare de noapte) pcs

Biberon Natural de 4 oz: 1 pcs

Pernă de dimensiuni standard: 1 pcs

Diafragmă de rezervă: 1 pcs

Ușor de utilizat

Utilizarea pompei pentru sân: Intuitive assembly, Easy cleaning, Fully compatible range

Pompă pentru sân

Material: BPA free*

Funcții

Nu este necesară aplecarea în față: Sit in a comfortable position

Pernă moale de masaj: Gentle stimulation

Setări: 3 Expression settings, 1 Stimulation mode

