



Philips
InfraCare infrarød lampe

200 W
Fokusert behandlingsområde



HP3621

Effektiv smertelindring

Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

Dyp, gjennomtrengende varme fra infrarød lampe

Effektiv smertelindring

- Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme

PHILIPS

Spesifikasjoner

Lett å bruke

- Justeringsmuligheter: 0-40 grader (bakover)
- Av/på-knapp
- Mykt håndtak: for enkel transport og plassering

Mål og vekt

- Product dimensions: 20 x 30,9 x 17,2 (BxHxD) cm
- Product weight: 1,2 kg

Tekniske spesifikasjoner

- Cord length: 200 m
- Voltage: 110 eller 220-230 V
- Power: 200 W
- Frequency: 50/60 Hz

Mål og vekt

- Mål på A-boks: 29 x 40,4 x 74,5 (BxHxD) cm
- Vekt på F-boks: 1,6 kg
- No. of F-boxes in A-box: 3 pcs
- Ant. på europall: 60 pcs
- Vekt på A-boks: 4,8 kg
- Mål på F-boks: 28 x 38,6 x 24,5 (BxHxD) cm

Tekniske spesifikasjoner

- Isolasjon: Klasse II (dobbel isolasjon)
- Levetid for lamper: 500 time(r)

Fokusert behandling

- Behandlingsområde: 20 x 30 cm
- Infrarød halogenlampe: 200 W

Sikkerhet

- IEC-sertifisert: Samsvarer med IEC 60601 og 60335

Logistiske data

- Opprinnelsesland: Tyskland

Medisinsk utstyr

- EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD): 2007/47/EF, MDD 93/42/EØS

Logistiske data

- CTV-kode: 884362101000

Effektiv smertelindring

- Dyp, gjennomtrengende varme

Høydepunkter

Dyp, gjennomtrengende, infrarød varme



Infrarødt lys har vist seg å effektivt lindre smerter og plager som muskelsmerter og stive ledd. Den behagelige varmen fra det infrarøde lyset trenger dypt inn i huden, stimulerer blodsirkulasjonen og varmer opp musklene. Når musklene får denne varmebehandlingen, vil de automatisk løses opp og slappe av. Siden varmen gjør vevet mer elastisk, blir du mindre stiv og leddene mer fleksible.



Utgivelsesdato
2021-06-11

Versjon: 8.1.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com