

PHILIPS

AVENT

单边电动吸乳器

相当舒适

包括 4 安士自然系列奶瓶

 Product Picture

SCF332/32



舒适自然，乳汁多*

经临床验证的舒适感*

感觉舒适放松时，乳汁容易流出。这就是为什么我们创造了这款高度舒适的吸乳器：舒适地坐着，无需向前倾斜，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。

方便设置、吸乳和清洁

- 少量单独的部件和直观的设计
- 含有我们的自然原生系列奶瓶和奶嘴，可实现自然原生的吮吸方式
- 闭合系统，专为卫生吸乳而设计

经临床验证，向前倾斜度更小*

- 独特的设计，舒适的吸乳姿势

1 种刺激模式和 3 种吸乳设置

- 选择对您有效和舒适的设置

轻柔刺激乳汁分泌

- 柔软舒适的按摩垫，带按摩花瓣纹

产品亮点

令人放松的吸乳姿势

吸乳器采用独特的设计，可使乳汁直接从乳房流入奶瓶或容器中，即使坐直时也如此。这意味着吸乳时您会更舒适；无需身体前倾即可确保所有乳汁流入奶瓶。吸乳时坐姿舒适并且全身放松有助于乳汁流出。

简单的设置可供选择

打开电源后，吸乳器自动以轻柔刺激模式开始刺激您的乳汁分泌。然后在 3 种吸乳设置中选择，实现舒适的吸乳体验。

柔软舒适的按摩垫



我们的按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。这款标志性的花瓣垫可模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁分泌。

管中无奶溢出



得益于闭合系统，专为卫生吸乳而设计。

方便设置、吸乳和清洁



少量单独的部件和直观的设计。可随时轻松为宝宝吸乳。

含有我们的自然系列奶瓶



贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

规格

设计

吸乳器设计: 小巧身形

奶瓶设计: 人体工程学形状, 宽口径

原产地

英国

材料

奶瓶: 不含双酚 A*, 聚丙烯

奶嘴: 不含双酚 A*, 硅橡胶

吸乳器: 不含双酚 A* (仅限食品接触部件)

包装内物品

母乳储存密封垫: 1 件

自然原生系列奶瓶 4 安士: 1 件

吸乳器主体: 1 件

底座包含软管: 1 件

旅行保护盖: 1 件

标准尺寸按摩垫 (19.5 毫米): 1 个 (提供大尺寸按摩垫且单独出售)

抛弃式乳垫: 4 件

操作简易

吸乳器使用: 易清洗, 完全兼容的系列, 组装更为直观

功能

无需向前倾斜: 坐姿舒适

柔软舒适的按摩垫: 轻柔刺激

设置: 1 种刺激模式, 3 种吸乳设置

发育阶段

阶段: 0 至 6 个月

