




Philips
InfraPhil infravörös lámpa

150 W



HP3616

Csökkenti az izomfájdalmakat

Mélyre ható, fókuszált infravörös melegítés

Mélyreható, fókuszált hő az infravörös lámpából

Egyszerű használat

- Be-/kikapcsoló
- Állítható szög

Csökkenti az izomfájdalmat

- Mélyreható infravörös meleg

Könnyen tárolható

- Vezetéktárolás

PHILIPS

Műszaki adatok

Egyszerű használat

- Állíthatóság: 0-40 fokban hátradönthető

Egyszerűen használható

- Be-/kikapcsoló

Műszaki adatok

- Lámpa élettartama: 750 db 10 perces használat

Biztonság

- IEC tanúsítvánnyal rendelkező: Megfelel az IEC 60335 szabványnak

Egyszerű tárolhatóság

- Vezetéktárolás

Műszaki adatok

- Tápellátás: 150 W
- Feszültség: 220/230 vagy 240/250 V V
- Kábel hossza: 180 m
- Szigetelés: II. osztály (dupla szigetelés)
- Frekvencia: 50 Hz
- Lámpák típusa: PAR 38E, 150 W + prizmás gyűrűk

a jobb fókuszáláshoz

Tömeg és méretek

- Termék méretei: 22,0 x 13,0 x 18,5 (MaxSzéxMé) cm
- A-doboz méretei: 24,0 x 28,8 x 62,4 (MaxSzéxMé) cm
- Termék tömege: 1 kg
- Csomagolás tömege: 1 kg
- Gyűjtőcsomagolásban található egységdobozok száma: 6 pcs
- Mennyiség Euro-raklapon: 192 pcs
- Gyűjtőcsomagolás tömege: 6,4 kg
- F-doboz méretei: 22,5 x 14,0 x 20,4 (MaxSzéxMé) cm

Logisztikai adatok

- CTV kód: 884361601000
- Származási hely: Németország

Gyógyászati eszköz

- Gyógyászati eszközökre vonatkozó irányelv: 2007/47/EK, MDD 93/42/EGK

Fénypontok

Mélyreható infravörös meleg



Az infravörös fény bizonyítottan hatékonyan csökkenti az izomfájdalmat valamint az ízületi merevséget. Az infravörös fény kellemes meleget mélyen behatol a bőr alá, stimulálja a vérkeringést és melegíti az izmokat. Ez az izmokra nyugtató és lazító hatással van. Mivel rugalmasabbá teszi a szöveteket, a meleg csökkenti az ízületek merevségét, és hajlékonyabbá teszi azokat.

Állítható szög

Az infravörös lámpa könnyedén hátradönthető, max. 40 fokban.

Be-/kikapcsoló

A készülék hátulján könnyen kezelhető be- és kikapcsoló gomb található, így a hálózati csatlakozódugót nem kell minden egyes használat után kihúzni a fali aljzatból.

Vezetéktárolás



Az infravörös lámpa hátulján kábeltároló található. A kábelt egyszerűen a készülék köré tekerve tárolhatja.



Kiadás dátuma
2022-11-15

Verzió: 7.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com