

PHILIPS

AVENT

Manuális mellszívó

Ultra Comfort

125 ml-es Natural cumisüveggel



SCF330/70



Nagyobb kényelem, több tej*

Klinikailag bizonyított kényelem*

Amikor kellemesen érzi magát és nyugodt, könnyebben indul meg a tejtermelés. Ezért alkottuk meg eddigi legkényelmesebb mellszívónkat. Nem kell többé előredőlnie - üljön kényelmesen, mialatt a puha masszázspárna gyengéden stimulálja a tej áramlását.

Könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüvegből való táplálás

- Natural üveggel és etetőcumival, mely természetes mell-érzetet biztosít

Könnyű összeállítás, fejtés és tisztítás

- Kis számú különálló alkatrész és intuitív kialakítás
- Kompakt, kis súlyú kivitelezés

Klinikailag bizonyítottan kevesebb előredőlés*

- Pihentető testhelyzet a speciális formatervezésnek köszönhetően

Masszírozó szirmokkal ellátott puha párna

- A puha masszázspárna gyengéden segíti a tejáramlást

Fénypontok

Pihentető testhelyzet



A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a melléből közvetlenül az üvegbe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.

Puha masszázspárna



A masszázspárnánk egy puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A jellegzetes szirmos párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így gyengéden ösztönzi a tejleadást.

Könnyű használat útközben



A mellszívó kis méretű és könnyű, ennek köszönhetően egyszerűen tárolható és szállítható, így diszkrétebb a fejés útközben.

Könnyű összeállítás, fejés és tisztítás



Kevés alkotóelem és intuitív kialakítás. Fejjen le tejet babája számára bármikor.

Natural cumisüveggel



A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

Műszaki adatok

Anyag

Cumisüveg: polipropilén

Cumifej: Szilikon

Kialakítás

Cumisüveg kialakítása: Ergonomikus kialakítás, Széles nyakú

Mellszívó kialakítása: Kompakt kialakítás

A következőt tartalmazza:

Extra soft newborn flow nipple: 1 db

Mellszívó ház, fogantyúval: 1 db

Tejzáró: 1 db

Natural cumisüveg, 125 ml-es: 1 db

Úti fedél: 1 db

Normál masszázspárna: 1 darab (19,5 mm-es, nagyobb méretű párna külön kapható)

Eldobható melltartóbetét: 12 db

Egyszerű használat

Mellszívó használata: Egyszerűen tisztítható, Teljesen kompatibilis termékvonallal, Intuitív összeszerelés

Funkciók

Nem szükséges előrehajolni: Ülés kényelmes testhelyzetben

Puha masszázspárna: Lágy stimuláció

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0–6 hó

