


# PHILIPS

## AVENT

Kit thermomètre  
numérique pour bébé

SCH540/00



## Doux et précis

### Un thermomètre numérique pour bébé en forme de sucette

Vous pouvez prendre la température de votre bébé sans le perturber. Le thermomètre SCH540/00 en forme de sucette a la même collerette et la même téterelle que la sucette aérée Avent, pour une transition facile entre la sucette et la prise de température.

#### **Grand confort pour vous et votre bébé**

- Comprend une sucette aérée Avent

#### **Mesure numérique rapide et fiable de la température**

- Affichage clair de la température et indicateurs d'état de la pile
- Voyant de charge faible

#### **Calmez votre enfant**

- Thermomètre numérique avec embout souple et flexible
- Choix des méthodes de mesure de la température selon ce qui convient le mieux à votre bébé
- Thermomètre-sucette spécialement conçu

## Points forts

### Affichage clair de la température

Affichage clair de la température et indicateurs d'état de la pile

### Sucette aérée Avent

Permet au bébé de s'habituer à la forme.

### Voyant de charge faible

Voyant de charge faible

### Choix des méthodes de mesure

Le thermomètre Philips Avent mesure simplement et avec précision la température buccale, rectale ou axillaire de votre bébé.



### Thermomètre numérique avec embout souple et flexible

Thermomètre numérique avec embout souple et flexible

### Thermomètre-sucette spécialement conçu

Permet de remplacer facilement la sucette par le thermomètre.

## Caractéristiques

### Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois, 6-12 mois

### Pays d'origine

Fabriqué en Chine: Thermomètres, Oui

### Alimentation

Autonomie pile: > 100 hr

Type de batterie: LR41

Nombre de piles: 1 par thermomètre

### Spécificités techniques

Operating temperature range: 32-42,9 °C

### Accessoires

Mode d'emploi

### Spécificités techniques

Précision: 35-42 +/-0,1 °C

### Fiche technique

Temps de mesure: 10 s ±3 s dans l'eau (bain), 25 s ±10 s par voies orale et rectale, 60 s ±10 s sous l'aisselle

### Pays d'origine

Fabriqué en Angleterre: Sucettes, Oui

### Pratique

Arrêt automatique

### Pratique

Embout souple

Convient aux nouveau-nés

Affichage clair de la température

Indicateur d'état de la pile

