

PHILIPS

AVENT

Kit d'expression pour
tire-lait électronique

Natural

2 biberons Natural 125 ml inclus

SCF335/01

 Product Picture

Plus de confort, plus de lait*

Tire-lait avec coussin massEUR

Lorsque vous êtes à l'aise et détendue, votre lait vient plus facilement. C'est pour cette raison que nous avons créé notre tire-lait le plus confortable à ce jour. Installez-vous confortablement, sans vous pencher en avant, et laissez notre coussin massEUR souple stimuler doucement votre débit de lait.

Stimule en douceur la montée de lait et le débit

- Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive
- Coussin massEUR souple avec alvéoles de massage

Facile à assembler, utiliser et nettoyer

- Biberon et tétine Natural inclus pour une tétée naturelle
- Peu de pièces et conception conviviale

Pompe silencieuse pour un tirage discret, à tout moment

- Vous permet de tirer votre lait en toute discrétion

Pour recueillir davantage de lait, plus rapidement*

- Réduit le temps d'extraction grâce à sa double pompe

Points forts

Davantage de lait en moins de temps



Temps d'extraction du tire-lait à double pompe inférieur à celui d'un tire-lait à pompe simple.

Coussin masseur souple



Notre coussin masseur avec une texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin à alvéoles unique reproduit la tétée de votre bébé, pour stimuler en douceur la montée de lait.

Position confortable

Avec ce tire-lait à la conception unique, le lait s'écoule directement de votre sein au biberon ou pot de conservation, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher

en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.

Installation, extraction et nettoyages faciles



Peu de pièces et conception conviviale. Tirez facilement du lait pour votre bébé à tout moment. Système fermé, aucun écoulement de lait dans les tubes. Conçu pour une extraction hygiénique.

Biberon Natural inclus



La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Pompe silencieuse

Conçu pour un tirage discret.

Caractéristiques

Design

Design du biberon: Forme ergonomique, Col large

Conception de tire-lait: Design compact

Pays d'origine

Angleterre

Matériau

Biberon: 0 % BPA*, Polypropylène

Tétine: Sans BPA*, Silicone

Tire-lait: 0 % BPA* (pièces au contact des aliments uniquement)

Inclus

Tétine extra-souple débit nouveau-né: 2 Pièce(s)

Biberon Natural 125 ml: 2 Pièce(s)

Corps du tire-lait: 2 Pièce(s)

Couvercle de voyage: 2 Pièce(s)

Coussin masseur (19 mm): 2 pièces (coussin de taille supérieure disponible séparément)

Facile d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Nettoyage facile, Gamme entièrement compatible, Facile à assembler

Fonctions

Inutile de se pencher: Asseyez-vous confortablement

Coussin masseur souple: Stimulation douce

Réglages: 1 mode de stimulation, 3 réglages de tirage du lait

Pour recueillir davantage de lait, plus rapidement: Gain de temps

Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois



* Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.

* 60 % des mères allaitant au sein préfèrent le tire-lait électronique double Philips Avent Natural pour ce qui est du confort lors de l'expression du lait, tandis que 29 % d'entre elles préfèrent le Medela in Style. Test in situ indépendant auprès de 76 mamans aux États-Unis, août 2012. Medela est une marque déposée de Medela Holding AG.

* Plus de lait : des études indépendantes ont mis en évidence un lien potentiel entre le niveau de stress et la production de lait. Voir www.philips.com/AVENT