

PHILIPS

Kopfband

DreamWear

Standard



HH1119



Als wäre sie gar nicht da.*

Das innovative Design von DreamWear ermöglicht es Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

Einfache Bedienung

- Weich und komfortabel

Besonderheiten

Innovatives Design

Modulares, gepolstertes Kopfband

Daten

Reinigung: Kopfband, Schlauch

Hand wash with mild detergent: Sorgfältig abspülen, zum Trocknen aufhängen¹

Austausch

Täglich auf Verschleiß prüfen: Bei ersten Anzeichen von Verschleiß ersetzen

Produktangaben

Materialien: Nylon, Polyurethan-Schaum, Elasthan

Gewährleistung: 90 Tage

