

SCH400/30





Mi primer kit para el cuidado del bebé

Todos los artículos esenciales para el cuidado del bebé en un completo kit

Con nuestro kit SCH400, podrás ofrecer a tu bebé el mejor cuidado. El kit compacto incluye un termómetro digital, un aspirador nasal con punta suave, un cepillo de dientes dedal y accesorios para el cuidado del cabello y uñas del bebé.

10 productos básicos para el cuidado del bebé

- Termómetro digital de precisión profesional*
- Aspirador nasal con punta flexible y suave
- Cepillo de dientes dedal
- Kit para el cuidado del cabello y uñas

Funda compacta perfecta para los desplazamientos

- Kit compacto
- Un regalo perfecto

Destacados

Termómetro



Mide de manera rápida, cómoda y precisa la temperatura del bebé. El termómetro digital ofrece una precisión profesional* y la punta flexible proporciona mayor comodidad para tu bebé.

Compacto

El kit ofrece el espacio suficiente para que pueda guardar sus productos adicionales para el cuidado del bebé. Además, es compacto y práctico, podrás llevarlo durante tus desplazamientos. Ideal para viajes y guardería.

Aspirador nasal



El aspirador nasal ayuda a abrir los conductos de ventilación del bebé, para que pueda sentirse bien y dormir mejor.

Cepillo de dientes dedal

Limpia suavemente las encías o los dientes de tu bebé

Kit para el cuidado del cabello y uñas



El completo kit para el cuidado de las uñas incluye unas tijeras de punta redondeada, un cortaúñas y tres limas de uñas. El kit para el cuidado del cabello incorpora un peine-guía con punta redondeada y un cepillo suave.

Regalo

El regalo perfecto para los padres primerizos.

Especificaciones

Sexo

Para: niño y niña

Especificaciones técnicas

Pila: Batería de 1,55 V de CC (LR41) Precisión: ±0,1 °C para el rango de 35 °C a

42 °C

Conformidad: Cumple la norma

MDD93/42/CEE

Rango de medición: De $35\,^{\circ}\text{C}$ a $42.9\,^{\circ}\text{C}$ Duración de la batería: > $100\,$ horas de

funcionamiento

Datos logísticos

Dimensiones de caja unitaria (ancho x alto x profundo): 117 x 174,5 x 51 mm

Etapas de desarrollo

Etapa: Todas las etapas

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos. Fecha de emisión 2023-05-03 Versión: 2.1.1

EAN: 87 10103 65379 0

www.philips.com



^{* *} \pm 0,1 °C entre 35 °C y 42 °C a 22 °C de temperatura ambiente

^{*} Esta sección contiene las opiniones de los consumidores sobre el producto. Philips se desvincula del contenido introducido por los consumidores en esta sección y, en consecuencia, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto incluido en ella no tiene carácter de información oficial de Philips.