

PHILIPS

AVENT

手动吸乳器

附带母乳存储杯组

SCF290/20



乳汁流得更多、更快。

手动吸乳器带来更高的效率

一款让您能够完全控制吸力大小和吸乳节奏的手动吸乳器。出众的飞利浦新安怡手动吸乳器可确保提高吸乳效率，实验表明，比医用电动吸乳器可吸出更多乳汁。

实验表明效果出众

- 采用专利技术的花瓣按摩垫

温和刺激，高效吸乳

- 柔软的花瓣按摩垫可使乳汁自然流出，就像宝宝在吮吸一样

操控灵活，携带方便

- 易于组装和使用

产品亮点

柔软的花瓣按摩垫



采用专利技术的飞利浦新安怡吸乳器花瓣按摩垫会轻柔地伸缩，模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁快速自然流出。

采用专利技术的花瓣按摩垫



在您吸乳时，五个柔软的飞利浦新安怡吸乳器花瓣按摩垫轻柔地伸缩，与真空泵一起模仿宝宝的吮吸动作。

易于组装和使用



无噪音，方便携带。

规格

发育阶段

阶段: 0 至 6 个月
England

包装内物品

Extra soft newborn flow nipple: 1 pcs
Bottle stand/funnel cover: 2 pcs
母乳储存杯 (125 毫升/4 安士): 2 pcs
Sealing disc for milk storage: 2 pcs
新生儿奶嘴旅行盒: 1 pcs
备件: 1 pcs
手动吸乳器: 1 pcs

