

PHILIPS

AVENT

附奶瓶的手動吸乳器

方便外出使用

附柔軟按摩襯墊的吸乳器

含奶瓶與奶嘴

旅行用外蓋與密封蓋



SCF330/20



使用更舒適，汲取更多乳汁，方便外出攜帶* 具有按摩襯墊的手動吸乳器

輕鬆坐著無須向前傾，柔軟按摩襯墊即會溫和刺激泌乳。Avent 手動吸乳器零件精簡。組裝、使用與清潔皆輕鬆容易。輕量精巧，方便外出攜帶。

可輕易結合親餵與瓶餵

- 內附 Natural 奶瓶與奶嘴，有助於自然含吮動作

易於使用且快速潔淨

- 減少需要拆卸的零件，設計更符合直覺
- 精巧輕量設計

經臨床證明較不需要彎腰傾身*

- 採用特殊設計，可放鬆坐著

柔軟按摩襯墊搭配按摩瓣片

- 柔軟按摩襯墊可溫和刺激泌乳

焦點

輕鬆的坐姿



吸乳器具備獨特設計，即使您坐直，也能讓乳汁直接從您的胸部流入奶瓶。如此一來您在吸乳時便可舒服地坐著；您無須向前傾，也能確保所有乳汁皆會流入奶瓶中。吸乳時您儘可輕鬆舒適地坐著，可幫助乳汁分泌。

柔軟按摩襯墊



我們的按摩襯墊採用柔軟絲絨材質，接觸皮膚時可提供舒適的溫暖觸感，因此能夠溫和刺激泌乳。經典瓣片襯墊的設計會模仿嬰兒的吸吮動作，有助於溫和刺激泌乳。

方便隨身攜帶



吸乳器輕盈小巧，容易存放及隨身攜帶，讓您外出時更能私密集乳。

易於使用且快速潔淨



獨立零件不多且直覺化的設計。可隨時輕鬆吸乳，照料寶寶。

內附 Natural 奶瓶



幅度較寬的乳房形狀奶嘴有助鼓勵如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵。

規格

設計

奶瓶設計：人體工學外形，寬口
吸乳器設計：輕巧設計

材質

奶瓶：不含 BPA*，聚丙烯
奶嘴：不含 BPA*，矽膠
吸乳器：不含 BPA* (僅限食物接觸零件)

產品內容

超柔軟新生兒流量奶嘴：1 件
吸乳器本體與握把：1 件
奶水儲存杯的密封蓋：1 件
Natural 奶瓶 4 盎司：1 件
旅行用外蓋：1 件
乳墊試用包：1 包 (2 件)
標準按摩襯墊：1 件 (19.5 公釐，可另外選購尺寸較大的襯墊)

使用簡單

吸乳器使用方式：方便清潔，完全相容於系列產品，直覺式組裝

功能

不必彎腰傾身：可採舒適坐姿
柔軟按摩襯墊：溫和刺激

發育階段

階段：0 - 6 個月

