


PHILIPS

AVENT

Tire-lait
électronique double

SCF294/02



Conçu pour le confort

Inspiré par la nature

Notre modèle exclusif de tire-lait est doté d'une mémoire électronique qui vous laisse le contrôle en mémorisant vos paramètres et en continuant pour vous.

Avantages et caractéristiques :

- Confort et efficacité maximum
- Contrôle du bout des doigts
- Contrôle de la vitesse, de l'aspiration et du rythme. Pas de préréglage.
- Simple, silencieux et portable
- Plus de lait, plus rapidement

Stimule et permet de recueillir le lait

- Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.
- L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier

Points forts

Coussin masseur souple

Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

Aspiration douce

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.

Coussin masseur breveté

Les cinq alvéoles du coussin masseur se gonflent et se dégonflent avec simultanément une aspiration efficace, ce qui entraîne un écoulement naturel du lait.

Plus de lait, plus rapidement

Extraire le lait des deux seins augmente la production de lait. Le tire-lait électronique double est le seul tire-lait conçu pour

maintenir le même niveau d'aspiration et le même comportement pour les deux unités, d'où la garantie d'une utilisation optimale.

Vous avez le contrôle à tout moment

Contrôlez précisément la vitesse, le rythme et la puissance d'aspiration du tire-lait : vous pouvez même le régler pour reproduire l'effet de succion exact de votre propre bébé.

Touche de commande intuitive

Toutes les commandes du tire-lait sont à portée de main et contrôlées du bout des doigts. Vous pouvez donc modifier vos réglages instantanément et intuitivement sans avoir à vous déplacer.

Simple, silencieux et portable

Simple, silencieux et portable

Caractéristiques

Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois

Pays d'origine

England

Alimentation

Voltage: 100 - 240 V

Inclus

Extra soft newborn flow nipple: 2 pcs
Bottle stand/funnel cover: 4 pcs
Pot de conservation pour lait maternel (125 ml): 2 pcs
Sealing disc for milk storage: 2 pcs
Newborn nipple travel pack: 2 pcs
Cool pack: 4 pcs
Spare parts: 1 pcs
Biberon de conservation pour lait maternel (260 ml): 2 pcs

Inclus

Tire-lait électronique double: 1 pcs
Manual pump parts for when power is not available: 1
Microfiber travel bag: 1 pcs
Thinsulate™ carrier: 2 pcs

