

# PHILIPS


## AVENT

### Classic+-nappflaska

1 flaska

260 ml

Dinapp med långsamt flöde



SCF563/17



## Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag\* Utformad för kontinuerlig matning

Vår klassiska+-flaskas Airflex-ventil och napp med struktur är utformad för att minimera avbrott i matning och obehag. Med dess inbyggda antikolikventil, släpps luft ut i flaskan och bort från barnets mage.

### Övriga fördelar

- Nappar med olika flödes hastigheter finns
- Flaskan är BPA-fri

### Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag\*

- Ventil som minskar tecken på kolik\*
- 60 % mindre kinkighet på kvällen\*
- Nappformen är utformad för säkert grepp
- Räfflad struktur gör att den inte kläms ihop för kontinuerlig matning

### Lätt att rengöra och sätta ihop

- Läckagefri design
- Lätt att rengöra och montera med ett fåtal delar
- Flaska med vid hals och rundade hörn gör den lättare att rengöra
- Lätt att hålla i

# Funktioner

## Mindre kolik

Vår ventil som minskar tecken på kolik har utformats för att hålla luft borta från barnets mage och minska kolik. När barnet äter böjs ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan för att förhindra att det bildas vacuum och släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned i barnets mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.

## Mindre kinkighet

Philips Avent-flaskan som minskar risken för kolik minskar risken för kinkighet. Barn som matas med Philips Avent-flaskor som motverkar kolik var 60 % mindre kinkiga på kvällen, än barn som matades med en antikolikflaska från en konkurrent.\*

## Kontinuerlig matning

Nappformen ger ett säkert grepp och den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop för kontinuerlig och bekväm matning.

## Säkert grepp

Nappformen är utformad för säkert grepp

## Läckagefri design

Vår nya Antikolikflaska är utformad att förhindra läckage vid matning, för att ge ordentlig matro.

## Lätt att montera

Vår nya Antikolikflaska består av få delar så att den snabbt och enkelt kan sättas ihop.

## Lätt att hålla i

Den unika flaskformen gör flaskan lätt att hålla och greppa från alla vinklar.

## Enkel att rengöra

Vår flaska har vid hals och färre delar, vilket gör den enklare att sätta ihop och rengöra snabbt och noggrant.

## BPA-fri

Philips Avent-flaskan som motverkar kolik är tillverkad av BPA-fritt material (PP).

## Passar ditt barns växande behov

I sortimentet med Philips Avent-flaskor som motverkar kolik hittar du nappar med olika flödes hastigheter för att följa barnets utveckling. Kom ihåg att barn utvecklas i olika takt och att åldersindikationerna är ungefärliga. Alla nappar finns i tvåpack: för nyfödda, med långsamt flöde, normalt flöde, snabbt flöde, justerbart flöde och tjockt flöde.

# Specifikationer

## Utvecklingsstadier

Stage: 0–12 månader

## Flaskmata

Kapacitet: 260 ml

## Vad medföljer?

Nappflaska: 1 pcs

## Material

Flaskmata: BPA-fri, Polypropylen

Dinapp: BPA-fri, Silikon

## Design

Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals

## Lättanvänd

Flaskanvändning: Tål maskindisk och mikrovågsugn, Lätt att montera, Enkel att rengöra, Lätt att hålla i

## Funktioner

Lättanvänd: lätt att rengöra och montera ihop, läckagefri design, Fyra delar för enkel montering

Dinapp: Enkelt grepp och räfflad struktur förhindrar att nappen kläms ihop, system som bevisats motverka kolik

Ventil som motverkar tecken på kolik: Airflex-ventilsystemet är utformat för att minska lufttillförseln



\* Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska visade mindre tecken på kolik och var betydligt mindre kinkiga på kvällen jämfört med barn som matades med en annan flaska från en konkurrent.

\* Nappens utformning har bevisats förhindra ihopklämning av nappen, lufttillförsel och matningsavbrott.

\* Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.