

PHILIPS

Maske

Nuance Pro

Gel

Pakke

3 puder (S, M, L)



HH1101



En ny valgmulighed for bedre søvn

Nuances gelnæsepudeteknologi giver enestående komfort og forsegling og hjælper dig med at understøtte en bedre søvn.

Nem at anvende

- Fleksible letvægtslanger, som giver mindre træk i masken.

Gelpuder

- Puderne passer til forskellige størrelser af næsebor.

Større stabilitet

- Forbliver på plads hele natten.

Vigtigste nyheder

Lav vægt og enkel



Nemmere at samle, skille ad og bruge end de førende pudemasker.

Giver komfort og forsegling



Nuance Gel Pillows-puden er anderledes udformet for at kunne levere en mere behagelig oplevelse. Pudernes gelbund skal passes behageligt ind under næsen.

Innovativt, skridsikkert hovedtøj



Ideel til patienter, der ønsker at sove frit.

Specifikationer

Service

Garanti: 90-days

Design

Nem at anvende: Nem at samle og skille ad

Specifications

Driftstryk: 4 - 20 cmH₂O

Lydtryksniveau: 19 dBA

Antal dele: Fire

Puder / rammepudemateriale: Uretangel

Drejeleds-/slange-/knæstykkemateriale:

Polypropylen

Specifikationer

Pudemateriale: Silikonegummi

Hovedtøjsmateriale: Nylon

UBL/uretanskum/Lycra

Rammemateriale: Termoplastisk polyester-elastomer

Rengøringsinstruktioner: maske: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Cleaning: headgear, tubing: Hand wash with mild detergent

Brugsformål

Skal bruges på patienter <gt/>30 kg: with CPAP prescription

