

PHILIPS

AVENT



Avent Natural cumisüveg

1 Natural cumisüveg

60 ml

First Flow etetőcumi

Mellbimbó alakú természetes
kialakítás



SCF699/17

Ideális újszülöttek számára

Könnyen kombinálható a szoptatással

Natural 60 ml-es cumisüvegünk ideális táplálékmennyiséget biztosít az újszülöttek számára. A First Flow etetőcumihoz tervezték, így áramlási sebessége lassabb és jobban szabályozható. A lágy, finom textúrájú, széles kialakítású etetőcumi még inkább hasonlít az anyamellhez.

Könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüvegből való táplálás

- Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően
- A cumisüveg BPA-mentes*

Kényelmesebb etetés, elégedettebb baba

- A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem engedik összetapadni.
- Különböző méretekben
- Kompatibilis a Philips Avent termékválasztékkal

Megátolja, hogy a levegő a baba pocakjába kerüljön

- Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Ideális újszülöttek számára

- Lassabb átfolyású cumi
- speciálisan az újszülöttek etetésére tervezett, kisebb, 60 ml-es cumisüveg
- Puha, texturált etetőcumi

Fénypontok

Lassabb átfolyású cumi



A kisebb lyukméret sokkal jobban szabályozható átfolyási sebességet biztosít a lassabban ivó csecsemők számára. A Natural First etetőcumi ideális átfolyási sebességet biztosít a csecsemő cumisüveges táplálásának megkezdéséhez.

60 ml-es cumisüveg tartó



A kisebb üvegméret biztosítja, hogy mindig a megfelelő mennyiségű étel jusson a baba kis pocakjába.

Puha, texturált etetőcumi



A puhább, texturált etetőcumi még inkább hasonlít az anyamellhez.

Speciális, hasfájást csökkentő szelep



Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.

Különféle méretek

A Philips Avent Natural üveg 4 méretben kapható: 60 ml, 125 ml, 260 ml, és 330 ml. Az üvegek egyes és többszörös csomagokban kaphatók.

Lépést tart a babával

A Philips Avent Natural cumisüveg kompatibilis a Philips Avent termékekkel, kivéve a Classic üvegeket és pohárfogantyúkat. A Natural cumisüvegeket ajánlatos kizárólag Natural etetőcumival használni.

Természetes mell-érzet




A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlósá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

A cumisüveg BPA-mentes*



A Philips Avent Natural cumisüveg BPA-mentes* anyagokból (polipropilénből) készült.

Egyedülálló és kényelmes szirmok



Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.

Műszaki adatok

Anyag

Cumisüveg: polipropilén, BPA-mentes*

BPA-mentes*

Cumifej: BPA-mentes*, Szilikon

Kialakítás

Cumisüveg kialakítása: Ergonomikus kialakítás,

Széles nyakú

A következőt tartalmazza:

Cumisüveg: 1 db

Egyszerű használat

Egyszerű használat: Könnyen összeállítható,
Könnyű tisztítás, Mosogatógépben tisztítható,
mikrohullámú készülékben használható

Cumisüveg

Anyag: BPA-mentes*

Tároló kapacitás: 60 ml

Funkciók

Ráharapás: A szoptatás és a cumisüveg könnyen kombinálható

Cumifej: Egyedülálló és kényelmes szirmok,
Korszerű, hasfájást csökkentő rendszer, Rendkívül puha és rugalmas etetőcumi, Természetes mell-érzet

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0-6 hónap

