



บรรยากาศปลอดภัยต่อสุขภาพ สบายอย่างแท้จริง รับประกันปราศจากสัญญาณรบกวนด้วยเทคโนโลยี DECT

ไว้กังวลด้วยอุปกรณ์สังเกตการณ์ลูกน้อย DECT รุ่นใหม่จาก Philips Avent ที่ให้คุณผ่อนคลาย ไว้กังวล สัมผัสได้ถึงความสุขของลูกน้อยได้แม้คุณไม่อยู่ในห้อง

ไว้สัญญาณรบกวน

- เทคโนโลยี DECT รับประกันปราศจากสัญญาณรบกวน

เสียงใสชัดเจน

- ไฟ LED แสดงให้เห็นระดับเสียงในห้อง
- เลือกระดับเสียงที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งแวดล้อมของคุณ
- เพิ่มความมั่นใจด้วยเสียงใสจุดคริสตัล

ระยะ 330 ม.

- ผลิตภัณฑ์ทำงานได้นานถึง 24 ชม. ก่อนชาร์จใหม่
- มั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อสัญญาณอยู่ตลอดเวลา
- ช่วงสัญญาณไกลเป็นพิเศษเพื่อความคล่องตัวสูงสุด

สะดวกสบายสมบูรณ์แบบ

- เชื่อมต่อกันสะดวกด้วยการตอบกลับ
- เปิดใช้แสงไฟกลางคืนและกล้องหลับได้จากระยะไกล
- ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นในห้องของลูกน้อย

ไฮไลต์

รับประกันปราศจากสัญญาณรบกวน

เทคโนโลยี DECT รับประกันปราศจากสัญญาณรบกวนซึ่งแตกต่างจากอุปกรณ์ที่มีการส่งคลื่นสัญญาณทั่วไป เช่น อุปกรณ์สังเกตการณ์ลูกน้อยอื่น โทรศัพท์ไร้สายและโทรศัพท์มือถือ การเข้ารหัสข้อมูลทำให้การเชื่อมต่อมีความปลอดภัยและเป็นส่วนตัว คุณจึงมั่นใจได้ว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่ได้ยินเสียงลูกน้อย

เสียงชัดเจนนั่นใจได้

ได้ยินเสียงหัวเราะสดใส เสียงกลักร้องและเสียงสะอึกได้อย่างชัดเจน ด้วยเทคโนโลยี DECT ที่มีคุณภาพสูง เสียงที่ชัดเจนทำให้คุณได้ยินเสียงลูกน้อยตลอดเวลา

เวลาการทำงานยาวนาน

อุปกรณ์ของพ่อแม่ขนาดเล็กแบบชาร์จใหม่ได้ทำให้คุณสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้เป็นอิสระนานถึง 24 ชั่วโมงก่อนที่จะชาร์จใหม่

เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ผสานในตัวเดียวช่วยตรวจสอบสภาพอากาศภายในห้องลูกน้อย ลูกน้อยของคุณไม่สามารถปรับอุณหภูมิร่างกายของตนเองได้ และความชื้นสัมพัทธ์ที่มากเกินไปจะส่งผลให้ลูกน้อยกระสับกระส่าย เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ผสานในตัวเดียวจะแจ้งให้คุณทราบทันทีผ่านหน้าจอดิจิทัลของอุปกรณ์ของพ่อแม่หากสภาพอากาศในห้องเด็กเปลี่ยนแปลง คุณจึงตรวจสอบสภาพอากาศในห้องเด็กได้ตามต้องการ

ไฟ LED แสดงให้เห็นว่ามีเสียงในห้อง

ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงระดับเสียงภายในห้องลูกน้อยของคุณ แม้ว่าอุปกรณ์ของพ่อแม่เปิดเสียง จะมีเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อระดับเสียงในห้องลูกน้อยถึงระดับที่ตั้งค่าไว้

ช่วงการทำงานที่ยาวขึ้น

ด้วยระยะ 330 เมตร การใช้คลิปหนีบเครื่องไว้ที่เข็มขัดและใช้สายคล้องคอทำให้คุณเคลื่อนไหวเป็นอิสระได้ภายในและรอบบ้าน กระเป๋าเดินทางอเนกประสงค์จะปกป้องอุปกรณ์สังเกตการณ์ลูกน้อยขณะเดินทาง

ปรับความไวเสียง

คุณสามารถปรับระดับเสียงและระดับความดังได้ คุณจึงได้ยินแม้เสียงหัวเราะ เสียงกลักร้องและเสียงสะอึก

สัญญาณแสดงการออกนอกระยะรับสัญญาณ/พลังงานต่ำ

อุปกรณ์ของพ่อแม่ของอุปกรณ์สังเกตการณ์ลูกน้อย Philips Avent จะเตือนเมื่อพลังงานต่ำ หรือหากคุณอยู่นอกช่วงสัญญาณ

เพลงกล่อมเด็กและไฟนอนมดดวงตา

ลูกน้อยของคุณจะยังไม่อยากนอนหลับเมื่อคุณจัดให้นอนบนที่นอน อุปกรณ์สังเกตการณ์จะช่วยปลอบและกล่อมลูกน้อยให้นอนหลับด้วยแสงอบอุ่นที่สว่างยามค่ำคืน ซึ่งเปิดใช้ได้จากอุปกรณ์ของพ่อแม่หรืออุปกรณ์ของลูกน้อย (การเปิดใช้งานจากระยะไกล ไม่มีในสหรัฐอเมริกา) การขับกล่อมลูกน้อยด้วยเสียงช่วยให้ลูกน้อยผ่อนคลายและสามารถเลือกเสียงเพื่อขับกล่อมหนึ่งเสียงจากทั้งหมด 5 เสียงไม่ว่าคุณจะอยู่บริเวณใดภายในบ้าน ให้ลูกน้อยนอนหลับได้ง่ายไม่ว่าเวลาใด (การเปิดใช้งานจากระยะไกล ไม่มีในสหรัฐอเมริกา)

การสื่อสารสองทาง

ในบางครั้งลูกน้อยของคุณอยากจะได้ยินเสียงปลอบที่อ่อนโยนของคุณ เพียงกดปุ่มเดียวคุณก็สามารถเชื่อมต่อกับลูกน้อยของคุณได้ทุกที่ในบ้าน

พลังงาน

Operating time on battery: 24 hr

Automatic channel selection: ใช่

ช่วง: การตั้งครั้งแรก, 0 - 6 เดือน

Power supply: 220 - 240 V

Number of channels:

120

เวลาในการชาร์จ: 3 hr

ความสะอาด

Battery low indication: ใช่

Auto out-of-range warning: ใช่

Power on indication: ใช่

ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: 10 - 40 °C

Power supply: 120 V (สหรัฐอเมริกา)

Battery charging indication: ใช่

Volume control:

ใช่

Sound-level lights: ใช่

เครื่องรับสัญญาณ/การรับข้อมูล/การส่งข้อมูล

Frequency band: DECT

Batteries: ใช่

แท่นชาร์จสำหรับอุปกรณ์ของพ่อแม่: ใช่

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ใช่

อุปกรณ์เสริม

คลิปหนีบเข็มขัด สายคล้องคอและกระเป๋าบรรจุ: ใช่

ควบคุมความไวต่อสิ่งกระตุ้น: ใช่

ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC: ใช่

DFU/ คู่มือผู้ใช้: ใช่

ข้อมูลด้านลอจิสติก

ขนาดกล่อง F-box (กว้าง x สูง x ลึก): 305 x 135 x 187 mm

ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ: 10 - 40 °C

การเตือนแบบสั่น: ใช่

