

# PHILIPS

Microcircuit flexible  
de 12 mm

PAP Device

Le plus petit des circuits Philips

Offre plus grande liberté de  
mouvement

Le plus léger des circuits Philips



HH1455/00



## Liberté de mouvement pendant votre sommeil

Notre tube de 12 mm est 58 % plus petit que le tube Performance\* de 22 mm de Philips. Il offre une plus grande flexibilité et plus de liberté de mouvement qu'un tube de 15 mm.\*\*

**Le tube de 12 mm est le plus petit et le plus léger jamais conçu**

- Le plus petit et le plus léger

## Points forts

### Le plus petit et le plus léger

Ce microcircuit flexible de 12 mm est le plus petit et le plus léger jamais conçu par Philips. Selon les patients d'un récent essai comparatif, le microcircuit flexible de 12 mm DreamStation

offre davantage de flexibilité, de confort et de liberté de mouvement que leur tube standard.\*\*

## Caractéristiques

### Informations techniques

**Matériau:** TPE et polypropylène

**Remplacement:** Tous les 6 mois

**Longueur du circuit:** 187,5 cm

**Poids du circuit:** 69 g

**Diamètre interne du circuit:** 12,12 mm

### Référence

**Microcircuit flexible de 12 mm:** PR12

### Services

**Garantie:** 90 jours

### Compatibilité

**Système de PPC:** Appareil de PPC DreamStation Go, AutoPAP

