

PHILIPS

AVENT

Büyük masaj başlığı

Comfort göğüs pompalarıyla uyumludur



SCF167/01



Doğru boy, maksimum konfor

Daha geniş delikli göğüs pompası

Bu yumuşak masaj yastığının geniş deliği, göğüs uçları daha büyük olan anneler için özel olarak tasarlanmıştır. Philips Avent Comfort göğüs pompası serisiyle kullanılabilir. Aşağıdaki resimleri inceleyerek daha büyük göğüs pompası yastığına ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilirsiniz.

Rahat pompalama

- Rahat uyum için daha geniş huni
- Tüm Natural göğüs pompaları ürün serisiyle uyumludur

Optimum konfor için en uygun seçeneği belirleyin

- Tam uyum: Göğüs ucu masaj başlığı hunisine rahat şekilde oturur
- Daha büyük bir boy seçin: Göğüs ucu huni kenarlarına dokunuyor

Özellikler

Büyük Göğüs Pompası masaj başlığı



Büyük göğüs pompası masaj başlığına ihtiyaç duyup duymadığınızı belirlemek için göğüs ucunuzun başlık hunisine rahatça sığıp sığmadığını kontrol edin. Göğüs ucunuz masaj başlık hunisinin kenarlarına dokunuyorsa veya sıkışiyorsa, daha rahat bir süt sağma deneyimi için büyük göğüs pompası başlığını seçmelisiniz.

Doğru boy



Göğüs ucunuzu masaj başlığı hunisine rahatça oturuyorsanız, kullandığınız masaj başlığı boyu doğrudur.

Çok dar



Göğüs ucunuz masaj başlık hunisi kenarlarına dokunuyorsa veya sıkışiyorsa, daha rahat bir pompalama deneyimi için daha büyük boy bir göğüs pompası masaj başlığı seçmelisiniz.

Tüm Natural göğüs pompaları ile uyumludur

Büyük boy, yumuşak masaj başlığı, Natural ürün serisindeki Philips Avent Comfort göğüs pompalarıyla uyumludur.

Gelişim aşamaları

Aşama: Hamilelik, 0 - 6 ay

Menşei

England

Malzeme

BPA içermez*

Paket içeriği

Büyük boy yastık: 1 pcs

Değiştirilebilir parça

Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur:: SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

Fonksiyonlar

Yumuşak masaj yastığı: Nazik uyarma

Yastık

Malzeme: Silikon, BPA içermez*

Uyumluluk

Natural biberon ürün serisiyle uyumlu

Kullanım kolaylığı

Yastık: Kolay temizlenir, Bulaşık makinesinde yıkanabilir

