

PHILIPS

Kammer og liten maske

OptiChamber Diamond

Adapter holder inhalator på plass

Til barn på 0–18 md.

For vanlige astmamedisiner

Kompakt design 140 ml volum



HH1306



Hjelper deg med å ta kontroll

Utformet for å forbedre medisinleveranse

OptiChamber Diamond er utformet for å bidra til at medisin leveres til lungene. Det antistatiske materialet inni slangen gjør at aerosolen suspenderes lengre, noe som gir deg mer tid til å inhalere den.*

Komfort

- Den valgfrie masken tilpasser seg ansiktskonturene, slik at den passer bedre
- Munnstykke med én størrelse for alle

Effektiv behandling

- Få medisinen til lungene**

Utformet for ytelse

- Spesielle funksjoner gjør det enkelt å bruke og vedlikeholde
- Ventiler med lav motstand lar deg puste lett
- Antistatisk holdekammer med ventiler gir deg mer tid

For vanlige medisiner

- For vanlige reseptbelagte legemidler

Høydepunkter

Få medisinen til lungene



OptiChamber Diamond er utformet for å forbedre aerosolleveringen til lungene, og det kan hjelpe deg med å maksimere effektiviteten til inhalerte behandlinger.

Lettere pusting

Low resistance valves



Ventiler med lav motstand åpnes fritt, selv ved lav gjennomstrømming fra barn, slik at du eller barnet kan puste lett gjennom kammeret.*

Komfort



Den avtakbare LiteTouch-ansiktsmasken har en myk pute med konturer som passer enkelt og hviler forsiktig på ansiktet for å gi en komfortabel behandling. SoftTouch-forseglingen bidrar til å redusere lekkasje.**

Kompatibel



OptiChamber Diamond er utviklet for bruk med alle vanlige reseptbelagte legemidler.

Enkel å bruke, enkelt vedlikehold



Adapteren holder inhalatoren ordentlig på plass, mens den innebygde fløyten gir deg beskjed hvis du puster inn for fort. Både munnstykket og adapteren kan enkelt fjernes for rengjøring.

For voksne og barn



OptiChamber Diamond har et gradert munnstykke og kan brukes av både barn og voksne.

Tid til å puste



OptiChamber Diamond er utformet for å bidra til at medicin leveres til lungene. Det antistatiske materialet inni slangen gjør at aerosolen suspenderes lenger, noe som gir deg mer tid til å inhalere den.*

Spesifikasjoner

Innhold i pakke

Include: Small LiteTouch Mask, OptiChamber Diamond

Materiale

Chamber: Akrylonitril-butadien-styren

LiteTouch mask: Polyetyleneterefatat (PET), silikon

Valves: Silicone

Vedlikehold

Cleaning: Warm water and liquid soap

Life span data: Replace after one year

Produktdetaljer

Length: 14.2 cm (5.6")

Mouthpiece: Interfaces w 22 mm connectors

Volume: 140 ml

For use with: Children aged 1-5yr



* *Slator L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 37-43.

* **Hatley R.H.M., von Hollen D., Sandell D., Slator L. In-vitro Characterization of the OptiChamber Diamond valved holding chamber. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 24-36.

* ***Tong, K. et al. An instrumented Valved Holding Chamber with facemask to measure application forces and flow in young asthmatic children. Journal of Aerosol Med and Pulm Drug Del. 2014; 27 (Suppl 1): S55-62.